



عنوان دوره آموزشی :

اصول و روش‌های تشخیص آزمایشگاهی بروسلا

بهار ۱۳۹۹

گروههای هدف:

تکنسین ، کاردان ، کارشناس و کارشناس ارشد علوم آزمایشگاه تشخیص طبی

اهداف آموزشی

هدف کلی : افزایش دانش و آگاهی کارکنان آزمایشگاهها در خصوص روشهای تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز

روش و نحوه اجرای آموزشی

کتابخوانی

مدت دوره آموزشی: ۱۰ ساعت

ارزشیابی : در پایان دوره به منظور ارزیابی میزان حصول موفقیت و دستیابی به اهداف آموزشی و بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد آموزش گیرندگان و بهبود مستمر فرایند یک ارزشیابی از شرکت کنندگان به صورت آزمایشهای چهارگزینه‌ای به عمل خواهد آمد.

الله أكبر

فصل اول:

مقدمه و تاریخچه

بروسلوزیس یا تب مالت بیماری یک بیماری عفونی است که به وسیله باکتری‌هایی از جنس بروسلا ایجاد می‌شود. این بیماری بسیاری از گونه‌های پستانداران را تحت تأثیر قرارداد و قابل انتقال به انسان است، بنابراین تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد عفونت در انسان در اثر تماس با حیوانات آلوده یا مصرف فرآورده‌های دامی بخصوص شیر و مواد لبنی غیرپاستوریزه و تماس با لاشه‌ی حیوانات آلوده ایجاد می‌گردد.

بروسلوزیس اساساً بیماری حیوانات (مخصوصاً دام‌های اهلی) است و انسان به‌عنوان میزبان اتفاقی می‌تواند دچار عفونت با باکتری بروسلا شده و به بیماری تب مالت مبتلا گردد. اصطلاح «تب مالت» برای حیوانات بکار نمی‌رود و انحصاراً اشاره به بروسلوزیس در انسان دارد.

نام دیگر بروسلوزیس در دام‌ها «بیماری سقط‌جنین واگیر» یا «بیماری بانگ» هست (به‌افتخار آقای دکتر بانگ دامپزشک دانمارکی) .

انتقال بیماری از انسان به انسان نادر است، ولی انتقال از راه شیر مادر به نوزاد، پیوند اعضاء و انتقال خون گزارش شده است. میزان بروز بیماری در انس آن‌ها نشان‌دهنده گسترش بیماری در حیوانات آن جامعه است یعنی هرچه میزان شیوع بیماری در دام‌ها بیشتر باشد افراد بیشتری دچار آلودگی و بیماری شده و این خود موجب افزایش هزینه‌های درمانی و ناتوان نمودن افرادی مانند دامپرووران، دامداران و دامپزشکان می‌گردد.

بیماری توسط کوکوباسیل‌های گرم منفی، هوازی مطلق و کند رشد ایجاد می‌شود این باکتری‌ها فاقد کپسول و اسپور بوده و بی‌حرکت می‌باشند بروسلاها برای حیوانات اهلی مانند بز، گوسفند، گاو، خوک بیماریزا بوده و در حیوانات آلوده موجب سقط‌جنین و آلودگی غدد شیری حیوان شده و تا سال‌ها از طریق شیر حیوانات منتقل می‌شوند.

بروسلاها باکتری‌های بیماریزایی اختیاری داخل سلولی بوده و پاسخ به بروسلوزیس به‌واسطه‌ی سیستم ایمنی سلولی صورت می‌گیرد و به همین دلیل باکتری می‌تواند از سیستم ایمنی هومورال فرار کند.

باکتری نسبت به سرما مقاومت نسبی داشته و در آب‌وخاک و محل تاریک و مرطوب به مدت ۲ تا ۳ ماه و در ترشحات خشک ناشی از سقط و لاشه‌ی حیوانات و گوشت در یخچال زنده می‌ماند.

بیماری در حیوانات موجب مرگ و سقط‌جنین و کاهش وزن گردیده و زی‌ان‌های اقتصادی مهمی درزمینه‌ی تولید گوشت و شیر ایجاد می‌کند همچنین نازایی در حیوانات آلوده شایع هست.

در سطح جهانی، اکثر موارد بروسلوز انسان‌ی در نتیجه بروسلا ملی تنسیس اتفاق افتاده که مهاجم‌ترین و بیماری‌زاترین گونه در بین گونه‌های جنس بروسلا هست.

معمولاً عفونت ناشی از بروسلا آبورتوس در انسان خفیف‌تر بوده و بروسلا کنیس کمترین تهاجم را از بین چهار گونه برای انسان دارد و بروسلا سوئیس بیماریزایی زیادی داشته و غالباً عوارض شدیدی چون آبسه‌های بافتی عمقی را موجب می‌گردد.

عفونت‌های انسانی ناشی از باکتریهای بروسلا همیشه بیش از موارد مبتلا با علائم بالینی هست. نسبت موارد بدون علامت به بالینی بروسلوز ممکن است ۸ به ۱ و یا بالاتر باشد. به علت عدم وجود اطلاعات کافی از وقوع بیماری در انسان و حیوانات در بسیاری از کشورها، یا به دلیل فقدان تسهیلات تشخیصی و گزارشی، تخمین دقیق از میزان شیوع بروسلوز در سطح جهانی وجود ندارد. علاوه بر این، بسیاری از موارد بروسلوز در انسان خفیف بوده یا با تظاهرات بالینی غیرمعمول همراهی شده که به درستی تشخیص داده نمی‌شود.

اکثر بیماران مبتلابه بروسلوز علائم غیراختصاصی ناراحتی سیستم عصبی، چون سردرد، رخوت، افسردگی نشان می‌دهند. مشخص‌ترین و شناخته‌شده‌ترین سندرم بروسلوز عصبی، مننژیت با و یا بدون تغییر در آگاهی و در نتیجه تهاجم مستقیم بروسلوز به سیستم اعصاب مرکزی (CNS) هست. درگیری مستقیم نخاع شوکی عارضه غیرمتداول بروسلوز است، عوارض دیگر بروسلوز در نتیجه درگیری دیگر بافت‌ها چون دریچه‌های قلبی، استخوان‌ها و مفاصل اتفاق می‌افتد. بروسلوز انسانی با شکایات غیراختصاصی، چون درد پشت و دردهای مفصلی مشابه تب روماتیسمی مشخص می‌گردد. درگیری کبد در بروسلوز در مراحل ابتدایی وجود دارد و غیرطبیعی بودن نمونه کبد پس از مرگ ثابت شده است.

بیماران مبتلابه بروسلوز، باکتری را از طریق ادرار دفع نموده، که ممکن است مدت زیادی بعد از برطرف شدن علائم بالینی طول بکشد. اندوکاردیت عفونت ناشی از بروسلا نادر بوده. اما عارضه بالقوه کشنده‌ای است.

در سال ۱۸۹۷، Hughes انتقال بروسلوز را از طریق هوای آلوده با باکتریهای موجود در خاک آغشته به مدفوع حیوانات عفونی پیشنهاد نمود. در زمان شرح اولیه بیماری در انسان، دستگاه گوارش به‌عنوان راه ورود بروسلا شناخته شده است. شیر آلوده حیوانات و فرآورده‌های غیرپاستوریزه تهیه شده از آن متداول‌ترین منشأ انتقال دهانی بروسلا بوده، هرچند که گوشت خوب پخته نشده نیز به‌عنوان منشأ بالقوه بروسلوز غذایی ذکر شده است. آلودگی از طریق پوست روش متداول عفونت با بروسلا بوده، هرچند که تظاهرات پوستی اتیولوژی و بروسلوز کمیاب هستند. انواع ضایعات چشمی در بیماران مبتلابه بروسلوز توصیف شده اما غالباً رابطه آنها با عفونت بروسلا مبهم است.

کنترل بروسلوز به حذف و ریشه‌کنی بیماری به منشأ آن، یعنی حیوانات وابسته است. سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان متولی اصلی طی سالیان متمادی برنامه مبارزه با بروسلوز را در قالب طرح‌های ملی مبارزه با سل و بروسلوز در دستور کار داشته است. امکانات و منابع موجود برای اجرای مبارزه با بروسلوز دامی در حدی است که تنها می‌توانند با حفظ وضع موجود به فعالیت‌های خود ادامه دهند و امکان توسعه فعالیت‌ها برای هدف حذف و ریشه‌کنی بیماری در حال حاضر میسر نخواهد بود که دلایل آن شامل موارد زیر است:

- ✓ پایین بودن میزان اعتبارات و منابع موردنیاز طرح مبارزه با بروسلوز در اجرای برنامه‌های واکسیناسیون دامی، آزمایش و کشتار و پرداخت غرامت به صاحبان دام .
- ✓ کم‌توجهی به برنامه‌های مبارزه با بیماری‌های قابل‌انتقال بین انسان و حیوان در مجموعه اولویت‌ها و سیاست‌های مسئولین ذیربط.
- ✓ ناکافی بودن همکاری سایر سازمان‌ها در اجرایی شدن اهداف کنترل و پیشگیری بیماری.
- ✓ ناکافی بودن همکاری رسانه‌های همگانی در ارتقاء آگاهی جامعه

تاریخچه:

برای اولین بار در سال ۱۸۶۲ نوکاردیا توانست باکتری را در جنین مرده‌ی گاو نشان دهد در سال ۱۸۶۳ مارستون شرح کاملی از بیماری را در انسان بیان نمود. در سال ۱۸۸۷ دیوید بوروس (David Bruce) پزشک انگلیسی باکتری مولد بیماری را از طحال یکی از بیماران که به علت تب مالت در گذشته بود، در جزیره مالت جدا نمود به دلیل اینکه نام قدیمی جزیره‌ی مالت، ملی تین بود او نام باکتری را میکروکوکوس ملی تن سیس *M.melitensis* نامید.

در سال ۱۸۹۷ بانک (Bang) توانست باکتری را از ترشحات واژن گاوهایی که سقط‌جنین نموده بودند، جدا نماید و آن را به نام بروسلا آبورتوس (*B.abortus*) نامید. در همین سال هاگز (M.Louis Hughes) این بیماری را به نام تب مواج (*Undulant fever*) نامید و رایت (Almroth Wright) و همکارانش آزمایش آگلوتیناسیون سرم را توصیف نموده که فرم اصلاح‌شده آن به‌عنوان متداول‌ترین روش برای تشخیص بروسلوز شناخته‌شده است. در سال ۱۹۰۵ زامیت باکتری را از شیر بزهای جزیره‌ی مالت به دست آورد و ثابت کرد که بیماری از طریق بزهای آلوده به انسان انتقال می‌یابد.

تروم (Traum) در سال ۱۹۱۴ در ایالات‌متحده بروسلا سوئیس *B.Suis* را از خوک ماده‌ای که سقط‌جنین نموده بود جدا کرد.

در سال ۱۹۲۰ آلیس اوانس (*Alice Evans*) ثابت نمود که عامل سقط‌جنین خوک و گاو از نظر خصوصیات بیولوژیکی و سرولوژیکی با ملی تن سیس قرابت دارد .

بین سالهای ۱۹۳۱-۱۹۳۴ تامسن (*thomsen*) در دانمارک نمونه‌های بروسلا سوئیسی جدا نمود که از برخی جهات به نمونه‌های به‌دست‌آمده از خوک‌ها در امریکا تفاوت داشت. انواع به‌دست‌آمده از کشور امریکا در نقاط مختلف اروپا، برزیل، استرالیا و آرژانتین نیز مشاهده می‌شود.

در سال ۱۹۴۳ ، Forrest Huddleson میکروبیولوژیست دامپزشکی در دانشگاه ایالت میشیگان، بروسلا ملی تنسیس را به‌عنوان کوکوباسیل هوازی، گرم منفی و بدون نیاز به گاز CO_2 جهت جداسازی اولیه توصیف نمود.

در سال ۱۹۵۳ بروسلا اویس (*B. ovis*) از گوسفند و در سال ۱۹۷۵ بروسلا نئوتومه (*B. neotomae*) از موش‌های صحرایی و در سال ۱۹۶۸ بروسلا کانیس (*B. canis*) عامل سقط در سگ شرح داده شد. در ایران در سال ۱۹۳۲ مصادف با ۱۳۱۱ هجری شمسی از کشت خون انسان، بروسلا ملی تنسیس در انستیتو پاستور ایران جدا شده است.

در سال ۱۹۴۴ (برابر با ۱۳۲۳ هجری شمسی) از جنین گاو بروسلا آورتوس در مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی جدا شده

در سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ هجری شمسی) از شیر بز و گوسفند، بروسلا ملی تنسیس در مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی جدا شد.

در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ هجری شمسی) بروسلا سوئیس از خوک در مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم‌سازی رازی جدا شده.

انتشار جهانی بروسلا

تخمین شیوع واقعی بروسلا انسانی در جهان به علت عدم گزارش کامل بیماری در بسیاری از کشورها، غیرممکن است. این وضعیت برای هر دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه صادق هست. با وجودی که بروسلا گاوی در بسیاری از کشورهای پیشرفته ریشه‌کن شده یا تحت کنترل قرار گرفته، لیکن شیوع آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، علیرغم پیشرفت صنایع شیر با حداقل امکانات دامپزشکی، افزایش یافته است. وضعیت مشابهی در سطح محدودتر برای بروسلا گوسفندی، بز و خوک اتفاق افتاده است. با توجه به مخاطره بیشتر در دو نوع اخیر نسبت به عفونت بروسلا آورتوس برای بهداشت انسانی، در نتیجه افزایش تعداد موارد بروسلا انسانی در سطح جهان قابل تصور است. کشورهای عاری از بروسلا بر اساس آخرین یافته‌ها در کشورها چنین است:

کشور	سال اعلام ریشه‌کنی	کشور	سال اعلام ریشه‌کنی
جزایر مانش	۱۹۳۵	دانمارک	۱۹۶۲
نروژ	۱۹۵۲	سوئیس	۱۹۶۳
سوئد	۱۹۵۷	چک و اسلواکی	۱۹۶۴
فنلاند	۱۹۶۰	انگلستان و ولز	۱۹۸۱
رومانی	۱۹۶۹	هلند، اتریش، لوکزامبورگ، بلغارستان، ژاپن و قبرس	۱۹۸۵
اسکاتلند	۱۹۸۰	جزایر فارکلند	۱۹۹۴

جدول ۱- ریشه‌کنی بیماری تب مالت در کشورهای جهان


وضعیت بیماری در ایران

تعیین میزان شیوع بیماری تب مالت به دلیل عدم گزارش کامل موارد بیماری مشکل است ولی با وجود سیستم مراقبت، گزارشات جاری می‌تواند مبین روند میزان بروز واقعی بیماری باشد. با بررسی تعداد و میزان بروز بیماری در کشور، بیماری از سال ۱۳۵۹ لغایت ۱۳۶۸ رو به افزایش بوده است و از سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۸۹ با شروع برنامه‌های اول و دوم توسعه از ۱۷۰ مورد در صد هزار نفر به حدود ۱۵/۹ درصد هزار نفر رسیده است رو به افزایش بیماری از سال ۱۳۷۸ لغایت و به دنبال ارتقاء سیستم مراقبت و گزارش دهی بیماری روند نسبتاً ۱۳۸۴ وجود داشته است و از سال ۱۳۸۵ به دنبال موفقیت در افزایش پوشش واکسیناسیون دام‌ها روند بیماری رو به کاهش بوده است .

ایجاد هماهنگی بین بخشی، استاندارد کردن تعاریف بیماری، آموزش جامعه و کارکنان بهداشتی، افزایش گزارش دهی، افزایش کارخانجات تولید فرآورده‌های لبنی پاستوریزه، افزایش پوشش واکسیناسیون دامی از در انسان می‌باشند . عوامل مؤثر در کنترل و پیشگیری بیماری در دام و نهایتاً " در انسان می‌باشند.

پراکندگی بیماری در کشور در سال ۸۹

- استان‌های با آلودگی بسیار بالا (میزان بروز ۴۱-۳۱): آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، مرکزی، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و کرمانشاه .
- استان‌های با آلودگی بالا (میزان بروز ۳۰-۲۱): خراسان رضوی، کردستان و زنجان .
- استان‌های با آلودگی متوسط (میزان بروز ۲۰-۱۱): گلستان، ایلام، قزوین، چهارمحال و بختیاری، سمنان، اردبیل، کرمان، مازندران، خراسان شمالی، فارس و یزد .
- استان‌های با آلودگی پایین (میزان بروز ۱۰-۰) : خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، قم، گیلان، هرمزگان، تهران، البرز، بوشهر .



شکل ۱- پراکندگی بیماری در کشور در سال ۸۹


بیماری در تمامی سنین وجود دارد ولی وفور آن در سنین ۲۰-۳۰ سالگی می‌باشد، یعنی نیروی فعال و کارآمد کشور در معرض خطر این بیماری هستند.

بیماری در هر دو جنس دیده می‌شود ولی با اختلاف کمی در جنس مذکر (۵۵/۴ درصد) بیشتر از جنس مؤنث (۴۴/۶ درصد) دیده می‌شود.

بیماری را نمی‌توان انحصاراً یک بیماری شغلی محسوب نمود ولی شغل به‌عنوان یک عامل خطر در ابتلا به بیماری به‌عنوان دامدار و کشاورز مطرح است بخصوص نزد خانم‌های خانه‌دار (خانم‌های خانه‌دار عمدتاً همسرانشان در مناطق روستایی به فعالیت می‌پردازند)، دامداران و کشاورزان.

بیماری در تمام فصول وجود دارد اما در فصل بهار و تابستان هم‌زمان با فصل زایش و شیردهی دام‌ها بیشتر دیده می‌شود.

بیماری در منطقه روستایی (۷۷ درصد) بیشتر از منطقه شهری (۲۳ درصد) می‌باشد که مرتبط با تماس با دام آلوده و استفاده از فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه در مناطق روستایی هست.



شکل ۲- میزان بروز بیماری تب مالت کشور از سال ۱۳۵۷-۸۹

عامل بیماری:

عاملی بیماری بروسلوزیس (بیماری تب مالت) یک کوکوباسیل گرم منفی از جنس بروسلا هست بروسلاها باسیل‌های گرم منفی، کوچک، هوازی و غیر متحرکی هستند که فاقد کپسول و اسپور، می‌باشند. رشد آن‌ها کند است ولی در محیط کشت Brucella Broth در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد و $\text{pH} = 7/6$ به نحو مطلوبی رشد می‌نمایند. گونه‌های بروسلا در محیط کشت جامد، معمولاً به صورت کلنی‌های صاف، شفاف، آبی متمایل به سفید تا کهربائی، رشد می‌کنند. البته رشد بروسلا کنیس و بروسلا اوویس، به صورت کلنی‌های خشن و گاهی موکوئیدی می‌باشد.

گونه‌های بروسلا می‌توانند در گوشت یخ‌زده، به مدت سه هفته، در شیر خام به مدت ۱۰ روز، در پنیر تازه تا سه ماه و در بستنی و خامه نیز تا مدتی زنده بمانند و در گوشت نم‌زده نیز ممکن است تا مدتی مقاومت کنند ولی از طرفی به وسیله دود دادن، منجمد کردن و نمک زدن گوشت آلوده، تعداد آن‌ها در عرض چند روز، شدیداً کاهش می‌یابد. این ارگانیسم‌ها در حرارت ۶۰ درجه سانتی‌گراد یا در اثر مجاورت با فنل ۱٪ در عرض ۱۵ دقیقه از بین می‌روند ولی در طبیعت می‌توانند تا مدت‌ها زنده بمانند.

نور آفتاب به سرعت، باعث مرگ آنها می‌شود، شیر طبیعی معده در شرایط آزمایشگاهی، باعث کشته شدن بروسلاها می‌گردد و بنابراین بسیاری از بیماران مبتلابه بروسلوز فعال، گروهی هستند که دچار کاهش اسید معده می‌باشند و

یا به علت ابتلاء به زخم معده، از آنتی‌اسیدها استفاده می‌نمایند و لذا کسانی که آنتی‌اسید مصرف می‌کنند بایستی از خوردن شیر خام، پنیر تازه، بستنی غیرپاستوریزه و سایر لبنیات پاستوریزه نشده، خودداری نمایند.
طبقه‌بندی بروسلاها:

بروسلاها بر اساس میزبان طبیعی، احتیاج به CO₂ حساسیت به غلظت مختلف رنگ‌های تیونین، فعالیت اوره آزی، تولید H₂S و لیز توسط فازها از همدیگر و سایر باکتری‌ها جدا می‌شوند. این باکتری‌ها از حیث تولید گاز منفی بوده ولی نیترا ت مثبت هستند و از نظر مقاومت به اسید و حرارت و پاستوریزاسیون حساس می‌باشند. باکتری بر اساس فعالیت متابولیکی و آگلوتیناسیون به‌وسیله‌ی آنتی سرم‌های اختصاصی به گونه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند اساس این تقسیم‌بندی توسط هودلسون (Huddleson) صورت گرفته است.

۱. بروسلا ملی تنسیس (*Melitensis Brucella*): شامل ۳ بیوتیپ هست.

میزبان طبیعی آن بز و گوسفند بوده و این‌گونه عامل اصلی بروسلوزیس در ایران بوده و اکثر موارد بروسلوزیس را شامل می‌شود. اکثر موارد عفونت بروسلا ملی تنسیس در ارتباط با تماس مستقیم و غیرمستقیم با گوسفند یا بز آلوده و یا فرآورده‌های آنها هست. مطابق تعداد موارد گزارش شده و همچنین در ارتباط با شدت بیماری، بروسلا ملی تنسیس مهم‌ترین عامل بروسلوز انسان بوده، هرچند انتشار جغرافیایی آن محدودتر از بروسلا آبورتوس است. سرو تایپ ۱ بروسلا ملی تنسیس به‌عنوان تایپ بومی ایران شناخته شده است.

۲- بروسلا آبورتوس (*Abortus Brucella*): میزبان طبیعی آن گاو هست و ۹ بیوتیپ دارد. بروسلا آبورتوس کمتر از بروسلا ملی تنسیس برای انسان بیماری‌زایی بوده و نسبت بیشتری از عفونت‌ها خفیف یا بدون علامت بوده است. گاو مهم‌ترین منشاء عفونت بوده اما دیگر انواع حیوانات مانند گاو میش، شتر و گاو کوهان‌دار تبتی می‌توانند از اهمیت محلی برخوردار باشند. گاهی موارد شیوع عفونت بروسلا آبورتوس در گله‌های گوسفند در نتیجه تماس با گاوهای آلوده اتفاق می‌افتد. بیوتایپ ۳ بروسلا آبورتوس به‌عنوان بیوتایپ بومی ایران شناخته شده است.

۳- بروسلا سوئیس (*Suis Brucella*): دارای ۵ بیوتایپ بوده میزبان طبیعی آن خوک، گوزن، اسب و جوندگان هست. عفونت بروسلا سوئیس انتشار جغرافیایی محدودتر از بروسلا آبورتوس یا بروسلا ملی تنسیس داشته و هر یک از بیوتایپ‌های آن خصوصیات ویژه‌ای دارند، اکثر عفونت‌های انسانی منتقله از خوک به‌وسیله بیوتایپ‌های ۱ و ۳ بروسلا سوئیس اتفاق می‌افتد.

۴- بروسلا کانیس (*Canis Brucella*): میزبان اختصاصی بروسلا کانیس سگ است و بیماری‌زایی کمی برای انسان دارد. موارد بالینی عفونت تشخیص داده شده و بررسی‌های سرولوژی مؤید آن است که عفونت‌های بدون علامت انسان در نواحی که بیماری در سگ شایع است، متداول هست.

۵- بروسلا اوویس (*Ovis Brucella*) : میزبان اصلی آن گوسفند نیوزیلندی است و بیماریزایی آن برای انسان شناخته نشده است.

۶- بروسلا نئوتومه (*neotoma Brucella*) : معمولاً در جوندگان بخصوص رت های جنگلی ایجاد بیماری می کند در یک منطقه جغرافیایی در آمریکا شناسایی شده است.

۷- بروسلا ماریس (*Maris Brucella*) : از برخی گونه های پستانداران دریایی جدا شده است. در سال ۱۹۹۴ از لاشه های پستانداران دریایی در سواحل اسکاتلند و یک دولفین در کالیفرنیا جدا گردید. شواهد مؤید آن است که این باکتری قادر به ایجاد بیماری در انسان هست از این رو بایستی به عنوان عوامل بالقوه عفونت در بیماران با تاریخچه تماس با پستانداران دریایی یا نسوج آنها در نظر گرفته شود.

نکته ۱: نوع غالب بروسلا در ایران، بروسلا ملی تنسیس هست.

نکته ۲: به سویه های غیرقابل آگلوتیناسیون ملی تن سیس، آبورتوس و سوئیس را تحت عنوان پارا ملی تنسیس ، پاراسوئیس و پاراآبورتوس می گویند.

مورفولوژی:

باکتری به شکل کوکو باسیل های کوتاه به طول 0.6 تا 1.5 میکرومتر و عرض حدود 0.5 تا 0.7 میکرومتر هست. در محیط های غنی حاوی خون و سرم اشکال بلندتر باسیل مشاهده می شود. در محیط مایع بصورت زنجیره های کوتاه دیده می شود. ملی تن سیس بیشتر بصورت کوکوباسیل و آبورتوس به شکل باسیل های کوتاه تر دیده می شود. پس از رنگ آمیزی با روش گرم باکتری بصورت گرم منفی دیده می شود ولی اسیدفست نیست. در صورت استفاده از روش کوستر *Koster* باکتری در داخل سلول ها به رنگ قرمز قابل مشاهده است.


متابولیسم بروسلا:

بروسلاها دارای متابولیسم تنفسی بوده و انرژی خود را از راه اکسیداتیو به دست می آورند. هوازی مطلق بوده و در غیاب کامل هوا رشد نمی کنند. بروسلا آبورتوس و بروسلا اوویس برای کشت اولیه ی خود احتیاج به وجود $10-5\%$ گاز CO_2 داشته ولی پس از چند بار کشت این نیاز برطرف می شود. باکتری قدرت تخمیری نداشته ولی قادر است برخی از قندها و اسید آمینه ها را اکسیده نماید.

ساختمان آنتی ژنتیک:

بر روی سطح بروسلا دو نوع آنتی ژن وجود دارد آنتی ژن *M* که قسمت اعظم سطح باکتری در نوع بروسلا ملی تن سیس را می پوشاند، در صورتیکه در بروسلا آبورتوس، آنتی زن نوع *A* در سطح باکتری به مقدار زیاد وجود دارد در نوع بروسلا سوئیس مقدار آنتی ژن نوع *A* بیشتر بوده و به مقدار کمی آنتی زن نوع *M* نیز دارد. این شاخص های آنتی ژنتیکی در واقع قسمتی از کمپلکس لیپوپولی ساکارید و پروتئین دیواره سلولی باکتری است.

توضیح اینکه آنتی‌ژن‌های M و A در سه گونه اصلی بروسلاهی مشترک است به طوری که در بروسلا آبورتوس، آنتی‌ژن A بیشتر از M هست و در گونه ملی تنسیس آنتی‌ژن M بیشتر از A است. بروسلا سویس نیز از نظر آنتی‌ژنی شبیه بروسلا آبورتوس است. از طرفی در حال حاضر به طور کلی از آنتی‌ژن بروسلا آبورتوس برای تشخیص انواع بروسلا استفاده می‌شود و غیر از بروسلا ناشی از گونه آبورتوس در انواع دیگر بروسلا عیار کمتری را نشان می‌دهد و این در حالی است که اگر از آنتی‌ژن‌های اختصاصی گونه‌های دیگر استفاده شود تیتراژهای بالاتری به دست خواهد آمد.



شکل ۳- نسبت آنتی‌ژن‌های موجود در سطح بروسلاها

اخیراً نوع دیگری از آنتی‌ژن سطحی دیگر بنام آنتی‌ژن L که مشابه آنتی‌ژن Vi سالمونلا است در بروسلاها نیز یافت شده است. ضمناً در سطح باکتری یک آنتی‌ژن مشترک دیگر بنام (Native Hapten) (NH) یافت شده و دارای ترکیبات پلی ساکاریدی مانند گلوکز، مانوز و کینوزامین هست.

AgA	AgM	
+	+++	بروسلا ملی تنسیس
+++	+	بروسلا آبورتوس
++	+	بروسلا سوئیس

جدول ۲- نسبت آنتی‌ژن‌های موجود در سطح بروسلاها

سم (Toxin):

بروسلاها آگزوتوکسین تولید نمی‌کنند ولی مشابه سایر باکتریهای گرم منفی دارای اندوتوکسین (لیپوپولی ساکارید) می‌باشند. حساسیت فرد نسبت به اندوتوکسین بروسلاها یکی از عوامل مهم در بیماریزایی باکتری است.

بیماری‌زایی در حیوانات:

گونه‌های بروسلا برای میزبانان اصلی خود نسبت به سایر میزبان‌ها، مسری‌تر می‌باشند. مثلاً بروسلا آبورتوس برای گاوها مسری‌تر است تا نسبت به بزها و انتشار بیماری توسط سایر گونه‌ها کمتر مشاهده می‌شود.

خوکچه‌هندی نسبت به بروسلاها حساسیت بیشتری دارد و تزریق مقدار زیادی باکتری در داخل صفاق موجب مرگ حیوان می‌شود خرگوش حساسیت کمتری نسبت به خوکچه‌هندی داشته و آنتی‌بادی خوبی علیه این باکتری تولید می‌کند. پرندگان به‌طور کلی مقاوم بوده ولی جنین آن‌ها حساس هستند. بروسلا ملی تن سیس برای بز، گوسفند، خوک، شتر و بعضی حیوانات نیمه اهلی دیگر بیماری‌زایی هست.

بروسلا آبورتوس برای گاو، بوفالو، خوک، اسب، گوسفند، مرغ، خوکچه‌هندی بیماری‌زایی هست.

بروسلا سوئیس برای گاو، خوک، گوزن شمال، گوز کانادایی، اسب، سگ، مرغ و خروس وحشی بیماری‌زایی هست ولی برای بز بیماری‌زایی نیست.

بروسلا کانیس به‌عنوان عامل بیماری‌زایی مهمی در سگ‌ها شناخته شده است.

حیوانات فوق برحسب درجه حساسیت شان به باکتری، علائمی از قبیل تب، بزرگی غدد لنفاوی و سقط جنین نشان داده و حتی در برخی موارد هیچ‌گونه علائمی را بروز نمی‌دهند.

راه‌های سرایت بیماری:

انسان به سه طریق بروسلوز را کسب می‌کند:

- ۱- از طریق مصرف گوشت نپخته، مواد لبنی غیرپاستوریزه
- ۲- از طریق تماس با بافت‌ها، خون و سایر مایعات حیوانات آلوده و متعاقب آن ورود ارگانسیم از طریق غشاهای مخاطی، بریدگی و خراش‌ها
- ۳- استنشاق ارگانسیم بخصوص در هنگام کار در آزمایشگاه

بیماری در میان کسانی که از نظر شغلی با تهیه گوشت سر و کاردارند مانند قصاب‌ها، دامپروران و دامپزشکان نسبت به سایر افراد بیشتر است.

بیماری‌زایی:

در داخل بدن باکتری‌ها توسط پلی مورفونوکلیترها (PMN) فاگوسیت شده و زنده می‌مانند لکوسیت‌ها به‌عنوان حامل عمل کرده و آن‌ها را به بافت‌های لنفاتیک مختلف مانند کبد، طحال و مغز استخوان منتقل می‌کنند.

نشانه‌ی بارز بروسلوزیس حاد تشکیل گرانولوم‌ها در داخل بافت‌های لنفاتیک هست تکثیر باکتری‌ها در داخل ماکروفاژها باعث انباشته شدن و تخریب سلول‌ها می‌گردد و به دنبال آن باکتری‌می ایجاد می‌گردد اگر پاسخ ایمنی

سلولی (CMI) برای کنترل بروسلوز کافی نباشد، کبد، طحال و مغز استخوان و ندول های لنفاوی ممکن است به طور وسیعی درگیرش‌اند.

در آلودگی به بروسلا سوئیس گرانولوم ها در کلیه ، سیستم اعصاب مرکزی (CNS) بافت های زیر جلدی و بیضه‌ها و تخمدان تشکیل می‌شوند.

علفخواران و نشخوارکنندگان در صورت آلوده شدن اغلب به عفونت جفت مبتلا می‌شوند که باعث سقط سپتیک می‌گردد. درحالی‌که هرگز در عفونت‌های انسانی این حالت مشاهده نمی‌شود. دلیل این امر وجود ماده‌ای بنام اریتریتول است. اریتریتول قندی است که منبع کربن و انرژی برای باکتری‌ها بوده و عامل تسریع‌کننده‌ی رشد و تکثیر باکتری هست. در حالیکه در مایع جفت انسان ماده‌ای بنام اریتروز وجود دارد که برای رشد بروسلاها مناسب نیست.

یافته‌های بالینی:

عفونت با بروسلا ملی تن سیس در اکثر مواقع از بزها کسب‌شده و به سمت عفونت حاد با تظاهرات ناتوان‌کننده بیمار پیش می‌رود. عفونت بروسلا آورتوس از گاو کسب‌شده و عموماً شدت کمتری نسبت به عفونت‌های بروسلا ملی تن سیس دارد. عفونت بروسلا سوئیس از خوک کسب‌شده و اغلب با تشکیل نکروز پنیری و آبسه‌های متعدد در بافت های لنفاوی مشخص می‌شود.

اشکال بیماری بروسلوزیس:

هرچند دوره‌ی حاد بیماری با نوع گونه‌ی بروسلاهای آلوده‌کننده متفاوت است، ولی در بیشتر از ۸۵٪ بیماران مبتلابه بروسلوزیس، تظاهرات استئوآرتریکولار مانند آرتراژی، آرتريت، اوستئومیلیت، اسپوندیلیت و سارکومیلیت دیده می‌شود.

الف – بروسلوز تحت بالینی (Subclinical): علائم آن شامل خستگی و سردرد بوده و این بیماران سابقه‌ای از تماس با محصولات حیوانی خام یا نشخوارکنندگان دارند.

ب – بروسلوز باکتریمیک: این بیماران یک‌شکل سیستمیک حاد از بیماری را داشته و در اکثر موارد در اثر آلودگی به بروسلا ملی تن سیس بیماری ایجاد می‌گردد. بیماران پس از تماس با حیوانات آلوده بعد از حدود ۳-۲ هفته دچار تب می‌شوند و تب به شکل بالا و پایین‌رونده بوده لذا بنام تب موج یا Undulant fever نامیده می‌شود. تظاهرات بیماری شامل سردردهای شدید، استفراغ، ضعف، درد عضلانی شدید و درد در مفاصل‌ها، بزرگی طحال و کبد و غدد لنفاوی هست. عفونت‌های چرکی مفصلی و گاهاً "آسیب کلیه نیز مشاهده می‌گردد.

ج – بروسلوز سرلوژیک: بیمار علائم سیستمیک خفیفی از بروسلوز داشته و فرد دارای سابقه‌ای از مصرف شیر خام یا پنیر تازه غیرپاستوریزه هست.

د - بروسلوز موضعی: در بیشتر موارد در اثر ابتلا به بروسلا ملی تن سیس و سوئیس ایجاد شده که شروع علائم بالینی تدریجی بوده و شامل درد عضلات، تب و آرتريت هست.

ه - بروسلوز مزمن: بروسلوز باکتریمیک یا موضعی ممکن است با عود و تشدید بیماری به شکل مزمن درآید که در طی ماه‌ها و سال‌های متمادی رخ می‌دهد. تظاهرات نوع مزمن بصورت آبسه‌های کبدی، آبسه‌های طحالی، مننژیت، هپاتیت گرانولوماتوز، آندوکاردیت و اولسرهای پوستی مزمن دیده شود.

نکته: بروسلوزیس یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان (زئونوز) هست. بروسلا ملی تن سیس نوع حاد و شدید بیماری را ایجاد کرده در حالیکه بروسلا آبورتوس و کنیس بیماری خفیف‌تری ایجاد می‌کنند که بندرت موجب عوارض شدید می‌شود نکروز پنیری و چرک از عوارض بروسلا سوئیس هست.

دوره نهفتگی:

بیماری در عرض ۳۰-۵ روز پس از آلوده شدن فرد ظاهر می‌شود. ولی گاهی به چند ماه نیز می‌رسد در موارد آلودگی به بروسلا آبورتوس به دلیل قدرت تهاجمی کمتر در انسان عفونت با علائم نا آشکار و کمتر به شکل حاد رخ می‌دهد. شروع بیماری بسته به واکنش سیستم ایمنی می‌تواند ناگهانی و یا تدریجی و بدون علائم شدید باشد.

علائم بیماری:

سردرد، درد عمومی بدن بخصوص درد در پشت و ستون مهره‌ها، لرز، عرق‌های شبانه، تب مواج یا متناوب که عصرها بالا رفته و همراه عرق هست گاهی در اوج تب دمای بدن به ۴۱ درجه ی سانتی‌گراد نیز می‌رسد. بی‌خوابی، درد مفاصل‌ها و تورم مفاصل، بی‌اشتهایی و ضعف شدید، بزرگی طحال، حساس شدن و بزرگی غدد لنفاوی و کبد، هپاتیت و مشکلات حرکتی در بیمار بخصوص در ناحیه کمر و پاها مشاهده می‌شود. علائم آزمایشگاهی شامل لکوپنی به همراه کاهش پلی مورفونوکلئرها هست.

اغلب اوقات علائم بیماری پس از درمان با آنتی بیوتیک، تمایل به بازگشت داشته و برای هفته‌ها حتی ماه‌ها نیز ادامه می‌یابد بیماری تمایل به مزمن شدن داشته و حتی تا سال‌ها باقی می‌ماند.

شدت بیماریزایی بروسلاها بستگی به قدرت تهاجم، اندوتوکسین، زندگی و بقا در داخل سلول‌ها و مکانیسم‌های ایمونولوژیکی دارد. باکتری توسط مجاری لنفاوی از محل ورود، خود را به غدد لنفاوی رسانده و بسته به قدرت تهاجمی باکتری و واکنش سیستم ایمنی بدن به‌وسیله پلی مورفونوکلئرها و ماکروفاژها از بین رفته یا در غیر این صورت تکثیر یافته و وارد خون می‌گردد توسط گردش خون به کبد، طحال، مغز استخوان، غدد لنفاوی، ریه و کلیه منتقل شده در داخل سلول‌ها می‌تواند زنده بماند.

فصل دوم:

تشخيص

تشخیص بروسلوز به خاطر ماهیت موزیانه و چهره‌های گوناگون بیماری همواره یکی از چالش‌های پزشکی و از جنبه‌های موردعلاقه در تحقیقات بوده است. بعد از ایجاد عفونت در بدن فرد، باگذشت زمان بیماری چهره‌های متفاوتی پیدا می‌کند و با توجه به مصونیت کوتاه‌مدت ایجادشده امکان بیماری مجدد و با چهره‌های متفاوت وجود دارد.

در مناطقی که آلودگی دام‌ها شیوع بالایی دارد و در مشاغلی که در تماس دائم با باکتری بروسلا هستند، معمولاً بیماری به شکل خفیف تظاهر می‌یابد، و گاهی آن‌قدر نمای بالینی ملایمی دارد که فرد بیمار تمایلی برای مراجعه به پزشک ندارد و عموماً به‌طور علامتی خوددرمانی می‌نماید.

فرد بیمار با علائمی مانند تب، درد عضلانی و استخوانی، بی‌حالی، ضعف و کاهش اشتها به پزشک مراجعه می‌کند. با انجام آزمایش‌های سرولوژیکی و میکروبیولوژیکی تشخیص قطعی داده می‌شود.

تشخیص آزمایشگاهی:

۱- آزمایش‌های بیوشیمیایی:

اکثر آزمایش‌های بیوشیمیایی در محدوده‌ی نرمال بوده هرچند ممکن است سطح آنزیم‌های کبدی مقداری افزایش نشان دهد. میزان گلبول‌های سفید خون معمولاً پایین‌تر بوده و گاهی آنمی وجود دارد میزان CRP, ESR ممکن است افزایش نشان دهد.


۲- آزمایش‌های میکروبیولوژی:

کشت خون:

آزمایش استاندارد طلایی برای تشخیص قطعی آزمایشگاهی این بیماری جدا کردن کوکوباسیل گرم منفی بروسلا از بدن بیمار توسط کشت باکتری (خون یا سایر مایعات و بافت‌های بدن) است. کشت مغز استخوان نسبت به کشت نمونه خون بخصوص قبل از شروع مصرف آنتی‌بیوتیک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بیماران مبتلابه نوع ملی تن سیس کشت خون در بیشتر از ۷۰٪ موارد و کشت مغز استخوان در بیشتر از ۹۰٪ موارد مثبت می‌گردد. یعنی در شرایطی که کشت خون منفی است، کشت مغز استخوان هنوز می‌تواند مثبت باشد. در حقیقت از آنجاکه با پیشرفت بیماری، میزان باکتری کمی کمتر شده و کشت خون با احتمال بیشتری منفی می‌شود، می‌توان از کشت ارگان‌های رتیکولواندوتلیال داخلی بدن مانند طحال، کبد، گره‌های لنفاوی یا مغز استخوان برای تشخیص قطعی بیماری استفاده نمود که ساده‌ترین آنها کشت مغز استخوان است.

کشت نمونه‌ی خون باید در ۱-۲ هفته‌ی اول بیماری و قبل از شروع مصرف آنتی‌بیوتیک صورت گیرد. برای رشد باکتری بروسلا ۶ تا ۸ هفته زمان نیاز است و در صورت شک به این بیماری باید حتماً پزشک به مسئول آزمایشگاه

اطلاع دهد، تا برای رشد باکتری نمونه را به مدت طولانی تری نگه‌داری نمایند و همچنین در جهت کاهش خطر بیماری در کارکنان آزمایشگاه نکات ایمنی را دقیق‌تر رعایت نمایند. از تمام ترشحات و بافت های ترشحات خلط برای بدن می‌توان نمونه مناسب برای انجام کشت تهیه نمود. معمولاً ترشحات خلط برای بروسلاز با توجه به شیوع بسیار کم پنومونی در تب مالت منفی خواهد بود. سیستم کشت خونی که توصیه می‌شود. بروسلا ملی تن سپس نسبتاً راحت‌تر از بروسلا آبورتوس از کشت خون به دست می‌آید.



شکل ۴ - محیط کشت بروسلا آمار

از بهترین محیط‌های کشت خون می‌توان به محیط دی فازیک (biphasic) کاستاندا (Castaneda) اشاره نمود. که محیط دارای بخش‌های جامد و مایع هست و از این طریق نیاز به تهیه کشت های بعدی (subculture) کمتر شده و احتمال آلودگی کارکنان آزمایشگاه کاهش می‌یابد. تغلیظ گلبولهای سفید (به روش سانتریفیوژ کردن) و شکستن (لیز) آنها (lysis centrifugation) به افزایش سرعت و حساسیت در مثبت شدن نتیجه کشت کمک می‌کند. جدول زیر مقایسه روش‌های کشت در محیط کاستاندا و روش تغلیظ و شکستن با کشت مغز استخوان آورده شده است.

	Incubation time	Requires blind sub-cultures	Sensitivity (disease stage)
Ruiz-Castañeda	7-21 days	Yes	70-80% (acute); <50% (chronic)
Lysis centrifugation	2-4 days	No	>90% (acute); 70% (chronic)
Bone marrow culture	4-7 days	Depends on method and media used	97% (acute); 90% (subacute); 50% (chronic)

جدول ۳- مقایسه روش‌های کشت در محیط کاستاندا و روش تغلیظ و شکستن با کشت مغز استخوان

از محیط‌های کشت معمولی مانند سرم دکستروز مایع و محیط کشت مایع بروسلا براث نیز می‌توان استفاده نمود. برای تسریع مثبت شدن کشت باکتری امروزه می‌توان از روش‌های کشت باکتری در سیستم‌های رادیومتریک و نیمه اتوماتیک (نظیر Bac/Alert and 9204 BACTEC) استفاده نمود که می‌توان در مدت حدود ۱۰ روز باکتری را در صورت مثبت بودن نمونه به دست آورد. البته در این روش‌های سریع اتوماتیک باید به این نکته دقت نمود که ممکن است باکتری بروسلا به اشتباه به‌عنوان باکتری دیگری (*Moraxella phenylpyruvica*) گزارش گردد. در انجام کشت خون در محیط دی‌فازیک کاستاندا باید در شرایط کاملاً استریل از بیمار خون‌گیری نموده و مقدار ۸-۱۰ میلی‌لیتر خون به ظرف محیط کشت کاستاندا یا بروسلا براث اضافه نمود. در محیط کشت متعارف کاستاندا، به‌ندرت جواب کشت قبل از چهار روز مثبت می‌شود و معمولاً "باکتری بین روزهای هفتم لغایت بیست و یکم رشد می‌کند. تقریباً ۲٪ موارد بعد از روز بیست و یکم رشد می‌کنند و از این رو قبل از اعلام منفی بودن کشت، حداقل باید نمونه را به مدت ۴۵ روز نگه داشت.

در صورت استفاده از محیط کاستاندا نیازی به پاساژهای مکرر نبوده ولی در صورت استفاده از محیط سرم دکستروز یا بروسلا براث باید از روز چهارم به بعد هفته‌ای دو بار کشت در محیط بروسلا آمار یا سرم دکستروز آمار برای به دست آوردن باکتری صورت گیرد. کلنی باکتری بعد از ۲-۳ روز به صورت محدب، صاف، شفاف و فاقد پی‌جویی کردنمان به‌اندازه‌ی حدود ۱-۵ میلی‌متر ظاهر می‌گردد. پس از به دست آوردن کلنی باکتری آزمایش‌های بیوشیمیایی مانند تولید H₂S، اوره‌آز، نیترات، کاتالاز، اکسیداز، رشد در حضور فوشین بازی و تیونین، عدم تحرک بر روی کلنی‌ها صورت می‌گیرد. و در صورت امکان از آنتی‌سرم‌های اختصاصی ضد بروسلا استفاده نمود. در جدول زیر خصوصیات بیوشیمیایی سویه‌های شایع باکتری جنس بروسلا آورده شده است.

سویه	مخزن طبیعی	نیاز به Co ₂	تولید H ₂ S	رنگ فوشین بازی	رنگ تیونین
ملی تن سیس	بز - گوسفند	-	-	+	+
آبورتوس	گاو	+	+	+	-
سوئیس	خوک	-	-	+	+
کانیس	سگ	-	-	-	+

جدول ۴- واکنش‌های بیوشیمیایی در انواع بروسلاها

تکنیک های مولکولی ابزار مهمی برای تشخیص و مطالعات اپیدمیولوژیک هستند، و اطلاعات مربوط به شناسایی گونه‌ها و بیوتایپ های بروسلا را فراهم می‌کنند و امکان تمایز بین گونه‌های سرطانی و واکسن را فراهم می‌کند. تشخیص مولکولی گونه‌های بروسلا می‌تواند به‌طور مستقیم بر روی نمونه‌های بالینی بدون جداسازی قبلی ارگانسیم انجام شود.

PCR

واکنش زنجیره‌ای پلیمرز (PCR) و انواع مختلف آن، بر اساس تکثیر توالی ژنومی خاص گونه یا حتی بیوتایپ های *Brucella Spp.*، وسیع‌ترین تکنیک مولکولی برای تشخیص بروسلاز است. بیشتر روش‌های تشخیصی مولکولی بروسلاز دارای حساسیت از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و اختصاصیت بین ۶۰ تا ۹۸ درصد است. پروتکل استخراج DNA، نوع نمونه بالینی و محدودیت‌های تشخیصی هر پروتکل، عواملی هستند که می‌توانند کارایی روش را تحت تأثیر قرار دهند.

امروزه متخصصین زیادی پیشنهاد می‌کنند که در آزمایشگاه از PCR به‌جای کشت خون برای تعیین مستقیم باکتری بروسلا استفاده شود و از آن به‌عنوان استاندارد طلایی نام می‌برند، اما تا زمان انجام مطالعات بیشتر، برای تشخیص بروسلاز هنوز استاندارد طلایی، کشت باکتری بروسلا است. آخرین بررسی‌ها حکایت از حساسیت و ویژگی بسیار بالای این روش دارد. یکی از ژن‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته است *srRNA ۱۶* است که با بررسی به‌عمل آمده در سایر بروسلاها و باکتری‌های دیگر، معلوم شد که هیچ‌کدام از گونه‌های غیر از بروسلا، تکثیر نشدند و این اختصاصی بودن بالای این ژن را برای بررسی نشان می‌دهد. روش‌های PCR گوناگونی وجود دارد، به‌عنوان مثال PCR بر پایه ژن کد کننده پروتئین ۳۱ کیلو دالتونی بروسلا آبورتوس (BCSP31) و یا پروتئین غشا خارجی (OMP-2) وجود دارد.

در تشخیص بروسلاز سیستم عصبی و سایر موارد کانونی تب مالت از جمله استئومیلیت بروسلائی که با سایر روش‌ها به تشخیص نرسیده بوده‌اند، PCR ارزش بالای تشخیصی خود را نشان داده است. با تکثیر ژن باکتری بروسلا می‌توان خیلی سریع، وجود بروسلا را در نمونه خون، مایع مغزی نخاعی، ترشحات مخاطی و مغز استخوان مورد اثبات قرارداد.

به‌عنوان مثال از کاربرد PCR در تشخیص تب مالت، می‌توان به این بیمار اشاره نمود:

مرد چوپان جوانی با تب (۳۹ درجه سانتی‌گراد) و اختلال تکلم و اختلال تعادل به بیمارستان آورده می‌شود. در سابقه پزشکی او تب خفیف و بی‌اشتهایی و تعریق سرد، درد مفاصل و کاهش وزن تقریبی ۱۰ کیلوگرمی در ۳ ماه قبل از مراجعه وجود داشته است. آزمایش راییت و 2ME و الایزا (IgM و IgG) همگی منفی بوده است و درنهایت بروسلاز با مثبت شدن کشت خون و PCR تشخیص داده‌شده و بیمار تحت درمان قرار می‌گیرد.

در بررسی‌های انجام‌شده حساسیت PCR با استفاده از ژن srRNA ۱۶ و L7/L12 به میزان ۱۰۰ درصد بوده است. این بررسی‌ها در فاز حاد بیماری بوده که تعداد باکتری‌ها نیز بالا است. البته در زمانی که شمار باکتری‌ها نیز پائین باشد در صورتیکه، DNA به‌درستی از نمونه سر می، استخراج گردد علی‌رغم تیتراهای پائین در روش‌های سرولوژی و تعداد کم باکتری، می‌توان PCR را با حساسیت بالا انجام داد.

عموماً PCR بر روی نمونه خون، برای تشخیص بروسلوز در فاز حاد مؤثر است چراکه باگذشت زمان میزان باکتری کمی شده و احتمال مثبت شدن این آزمایش کم می‌شود. از جمله موارد استفاده از PCR آن چنانکه اشاره شد در بیماران دارای عوارض بروسلوز (عموماً در فازهای بعد از مرحله حاد که کشت خون منفی است)، هست به‌عنوان مثال در بیمارانی که کشت ضایعات استخوانی و یا مهره‌های ستون فقرات منفی باشد و شک بالینی بین توبرکلوزیس و بروسلوز باقی‌مانده، با انجام آزمایش PCR مشخص شده است که عامل بیماری بروسلا بوده است. برای بررسی سرم با روش ۵، PCR سی‌سی از خون بیمار را در ظرف محتوی EDTA به آزمایشگاه موردنظر ارسال می‌کنند.

Real-time PCR

Real-time PCR سریع‌تر و حساس‌تر از PCR معمولی است. این تکنیک به مراحل بعد از تکثیر که در PCR معمولی انجام می‌شود، نیازی ندارد بنابراین خطر آلودگی آزمایشگاهی و نتایج مثبت را کاهش می‌دهد. سه روش Real-time PCR جداگانه برای شناسایی اختصاصی هفت بیوار *B.abortus*، سه بیوار *B.melitensis* و بیوار *B.suis* با انتقال انرژی رزونانس فلئورسانس توسعه داده شده است.

روش‌های مبتنی بر چندشکلی طولی قطعات محدودکننده

PCR-RFLP یک رویکرد رایج برای گونه‌های بروسلا است که ابزار خوبی برای مطالعات طبقه‌بندی، اپیدمیولوژیکی و تشخیص است. این روش به‌ویژه در مطالعات ژن‌های پروتئینی غشای خارجی (OMP) مورد استفاده قرار گرفته است.

۴- آزمایش‌های سرولوژیکی:

به دلیل طولانی بودن پروسه‌ی آزمایش‌های کشت خون یا سایر مایعات بدن، روش‌های سرولوژیکی به دلیل کوتاه بودن زمان انجام آن بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اساس آزمایش‌های سرولوژیکی جستجوی مقدار آنتی‌بادی اختصاصی تولیدشده در بدن بیمار هست.

آنتی‌بادی‌های (ایمونوگلوبین) تولیدشده در بیماری بروسلوز شامل IgG, IgM و به مقدار جزئی IgE بوده، در اوایل بیماری تیتراژ IgM به مقدار زیادی افزایش یافته و برای تشخیص اولیه بیماری دارای ارزش بالایی است معمولاً میزان

IgM از هفته‌ی دوم آلودگی افزایش یافته و از هفته‌ی سوم به بعد به تدریج میزان IgG در سرم شروع به افزایش می‌کند.

برای تشخیص سرولوژیکی بیماری بروسلوزیس از آزمایش‌های آگلوتیناسیون سریع (Rapid) با روش رز بنگال، آگلوتیناسیون رایت لوله‌ای، 2ME، آزمایش کومبس رایت استفاده می‌گردد.

نکته: برای آزمایش‌های سرولوژیکی از نمونه‌ی سرم بیمار که عاری از هرگونه همولیز، یرقان و لیپمیک است باید استفاده کرد.

الف - روش آگلوتیناسیون سریع یا روش رایپد

مواد و لوازم موردنیاز :


۱- پلیت شیشه‌ای مخصوص آزمایش سرولوژی

-آنتی ژن قابل مصرف و فاقد اتو آگلوتیناسیون

۳-کنترل مثبت و کنترل منفی

۴-روتاتور و اپلیکاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتی ژن

آزمایش رایپت



شکل-۵- شماتیک آزمایش رایپت

روش رز بنگال: (rose Bengal plate agglutination test- RBPT)

این آزمایش از زمانهای قدیم مخصوصا در مناطق محروم دنیا که امکان انجام آزمایش رایپت وجود ندارد) برای غربالگری استفاده می شده است. در مطالعات مختلف حساسیت و ویژگی متفاوتی از آن را گزارش نموده اند. حساسیت بالای این آزمایش باعث شده برای غربالگری از آن به عنوان یک آزمایش مناسب استفاده کنند(در حقیقت یک آزمایش غربالگری است نه آزمایش تأییدی.)

این آزمایش زمان کمی در حد چند دقیقه نیاز دارد و نمونه سرم مثبت آن باید با آزمایش‌های سرولوژیک با ویژگی بالاتر و یا کشت تایید شود. یکی از کاربردهای اصلی آن در گذشته برای تایید سریع بروسلوزیس عصبی، آرتریت، اپیدیدیموارکیت، هیدروسل ناشی از تب مالت بود که مایع مغزی نخاعی، سینویال، منی و اسپیراسیون بیضه و مایع

هیدروسل با این آزمایش مثبت می‌گردید. از آنجاکه ممکن است آنتی‌بادی‌های (آگلوتینین) موجود در سرم فرد آزمایش‌شونده در اثر عفونت‌های باکتریایی دیگری غیر از باکتری بروسلا تولید شده باشند، باید دقت کرد که این بروز آگلوتیناسیون و مثبت شدن آزمایش ممکن است ناشی از باکتری بروسلا نباشد. از این جهت حتماً آزمایش مثبت رز بنگال نیاز دارد که با آزمایش‌های اختصاصی‌تر مورد تایید قرار گیرد.

آنتی‌ژن رز بنگال به رنگ قرمز و با PH اسیدی برابر ۳/۶۵ و به میزان ۰.۸٪ جرم میکروبی سویه ۹۹ بروسلا آبورتوس جهت این آزمایش استفاده می‌شود.

این روش از بهترین آزمایش‌های مقدماتی سرولوژیکی تب مالت هست. روشی است ساده و مطمئن و خیلی زود جواب می‌دهد و بیشتر برای تشخیص اولیه در برنامه‌های کنترل و ریشه‌کنی بروسلا به‌عنوان آزمایش غربالی بکار برده می‌شود. اما به علت احتمال بروز پدیده پروزون و مشاهده پاسخ منفی کاذب، آزمایش تمام نمونه‌ها باید با روش لوله‌ای نیز انجام شود.

روش آزمایش :

برای انجام آزمایش به روش سریع بر روی پلیت یک قطره سرم حدود ۳۰-۲۵ میکرولیتر و یک قطره آنتی‌ژن به همان مقدار مساوی ریخته و با اپلیکاتور کاملاً به هم می‌زنیم. پلیت را به مدت ۵ دقیقه جهت انجام واکنش آنتی‌ژن و آنتی‌بادی روی روتاتور قرارداد و سپس از نظر آگلوتیناسیون بررسی می‌شود موارد مثبت باید با روش لوله‌ای تیتراژ شود و از تیتراسیون آزمایش با پلیت خودداری گردد بهتر است در آزمایش از نمونه‌های کنترل مثبت و منفی جهت مقایسه آگلوتیناسیون استفاده گردد.



شکل ۶- نتیجه آزمایش رز بنگال

ب- آزمایش راییت لوله‌ای یا آزمایش آگلوتیناسیون لوله‌ای (Standard tube Agglutination Test)

مواد و لوازم موردنیاز :

۱- لوله همولیز

۱- آنتی‌ژن مخصوص لوله‌ای ساخت داخل که فاقد اتو آگلوتیناسیون باشد و قابل مصرف طبق تاریخ ساخت می‌بایستی تا هنگام مصرف دور از نور و در یخچال ۴ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.


۳- نمک طعام و فنل

۴- پارافیل جهت بستن درب لوله‌ها

۵- سرم کنترل مثبت و منفی جهت تهیه شاهد

طرز تهیه سرم فیزیولوژی فنیکه: ۸/۵ گرم کلرید سدیم و ۵ گرم فنل را در ۱۰۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل نمایید. توصیه می‌شود برای از بین بردن پدیده‌ی پروزون از سرم فیزیولوژی غلیظ استفاده شود که در آن بجای ۸/۵ گرم نمک طعام، ۵۰ گرم فنل در یک لیتر آب حل شود.

آزمایش راییت



شکل - ۶ شماتیک آزمایش راییت

روش آزمایش رایب لوله‌ای:

در یک ردیف لوله‌ی همولیز از سرم بیمار رقت‌های ۱/۱۰ تا ۱/۶۴۰ و رقت‌های بالاتر در حد نیاز تهیه می‌شود.

الف - در لوله‌ی اول ۰/۹ میلی‌لیتر و در لوله‌های بعدی ۰/۵ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی فنیکه ریخته می‌شود.

ب - ۰/۱ میلی‌لیتر از سرم مورد آزمایش به لوله‌ی اول اضافه کرده و سپس از لوله‌ی اول ۰/۵ میلی‌لیتر به لوله‌ی دوم و از لوله‌ی دوم به لوله‌ی سوم و به‌این ترتیب تا آخرین لوله ادامه داده و از آخرین لوله ۰/۵ میلی‌لیتر دور ریخته می‌شود.

ج - آنتی‌ژن رایب لوله‌ای به مقدار ۰/۵ میلی‌لیتر به تمام لوله‌ها اضافه می‌شود.

رقت نهایی لوله‌ها از ۱/۲۰ شروع شده و به ترتیب ۱/۴۰ و ۱/۸۰ و ۱/۱۶۰ و ... ادامه می‌یابد.

لوله‌ها را کاملاً به هم زده و درب لوله‌ها را با پارافیلیم بسته و مدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۷ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شود و سپس نتایج قرائت می‌شود.

آزمایش رایب لوله‌ای (کامل)

شماره لوله	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
سرم فیزیولوژی (میلی لیتر)	۰/۹	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
سرم بیمار (میلی لیتر)	۰/۱	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	—
آنتی ژن (میلی لیتر)	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	دور بریزید →
رقت یا تیترو نهایی سرم	۱/۲۰	۱/۴۰	۱/۸۰	۱/۱۶۰	۱/۳۲۰	۱/۶۴۰	۱/۱۲۸۰	۱/۲۵۶۰	۱/۵۱۲۰	۱/۱۰۲۴۰	—

شکل ۷- نحوه تهیه رقت سرم و انجام آزمایش رایب لوله‌ای

قرائت نتایج:

بر مبنای میزان شفافیت مایع فوقانی لوله‌ها (با مقایسه لوله شاهد) و آگلوتیناسیون ایجادشده، نتایج گزارش

می‌شود. وجود شفافیت دلیل بر آگلوتیناسیون مثبت و عدم شفافیت نشان‌دهنده‌ی عدم آگلوتیناسیون هست.

بیشترین رقت لوله‌ای که نسبت به لوله‌ی شاهد منفی، ۵۰ درصد شفافیت یا آگلوتیناسیون را نشان دهد، تیترو نهایی

آزمایش هست.

در مورد تفسیر آزمایش رایت و تعیین تیتراژ آلودگی اتفاق نظر وجود ندارد. در کشورهای غربی به علت اینکه بیماری شیوع چندانی ندارد و تعداد بیماران اندک است و فقط یک بیماری شغلی محسوب می‌شود، آلودگی با بروسلا آبورتوس و سوئیس با تماس مکرر به وجود می‌آید و آلودگی با بروسلا ملی تن سیس رواج ندارد، لذا تیتراژ قابل ارزش برای درمان ۱/۱۶۰ هست. ولی در ایران که بیشترین آلودگی با بروسلا ملی تن سیس گزارش گردیده تیتراژ ۱/۸۰ به بالا برای درمان ارزش بیشتری دارد. اما تیتراژهای پایین‌تر به‌ویژه در ارتباط با بیماری‌های غیر شغلی نبایستی کم‌اهمیت در نظر گرفته شود مگر در مواردی که علائم کلینیکی وجود نداشته باشد.

در این موارد آزمایش دو هفته بعد تکرار می‌شود در صورت عدم افزایش تیتراژ منفی بودن 2ME پاسخ منفی تلقی می‌گردد.

تهیه‌ی شاهد مثبت و منفی برای آزمایش رایت لوله‌ای:

- ۱- تهیه شاهد منفی: ۰/۵ میلی‌لیتر آنتی‌ژن رقیق یا آماده‌ی مصرف را در یک لوله‌ی همولیز ریخته و ۰/۵ میلی‌لیتر محلول سرم فیزیولوژی فنیکه به آن می‌افزاییم.
- ۲- تهیه‌ی شاهد مثبت: یک نمونه سرم مثبت قوی را به‌صورت ۱/۵ رقیق کرده (۱۰۰ میکرولیتر سرم + ۴۰۰ میکرولیتر سرم فیزیولوژی) سپس ۰/۵ میلی‌لیتر از آن را با ۰/۵ میلی‌لیتر آنتی‌ژن در لوله مخلوط می‌نماییم.

موارد مثبت کاذب آزمایش رایت:

- ۱- ابتلا به وبا
 - ۲- ابتلا به تولارمی
 - ۳- عفونت ناشی از یرسینیا آنتروکولیتیکا
- تماس با واکسن‌های حاوی ویبریو کولرا، فرانسیسلا و یرسینیا
- ۴- عفونت‌های ناشی از گونه‌های سالمونلا، پسودومونا مالتوفیلا و اشریشیای ۰۱۱۶
 - ۵- انجام آزمایش بروسلا

موارد منفی کاذب آزمایش رایت:

- ۱- سرم بیماران مبتلابه بروسلوز ناشی از گونه کانیس که معمولاً آنتی ژن استاندارد بروسلا کانیس را آگلوتینه نمی کند و جهت تشخیص این نوع بروسلا، باید از آزمایش های اختصاصی استفاده نمود.
- ۲- زمانیکه سرم بیمار تا بیش از ۱/۳۲۰ رقیق نشود، به علت احتمال بروز واکنش پروزون، ممکن است نتیجه بصورت منفی کاذب گزارش گردد.
- ۳- در موارد مزمن بیماری به علت پایین بودن میزان IgM یا عدم وجود آن و دخالت ایمنوگلوبولین های ناقص در واکنش و اشغال گیرنده های آنتی ژنی به وسیله ی آنها ممکن است واکنش آگلوتیناسیون صورت نگیرد، هرچند در چنین مواردی با توسل به آزمایش کومبس رایت و استفاده از آنتی هیومن گلوبولین می توان از بروز چنین واکنشی جلوگیری کرد.
- ۴- در موارد نقص سیستم ایمنی و کمبود گاماگلوبولین ها
- ۵- در صورتیکه قبل از تشکیل آنتی بادی کافی (مثلاً اوایل بیماری حاد) آزمایش رایت، انجام شود به دلیل عدم تولید آنتی بادی های اختصاصی نتیجه ی منفی خواهیم داشت.

واکنش پروزون (Prozone) :

یکی از موارد منفی کاذب آزمایش خایی که بر اساس فعل وانفعالات آنتی ژن - آنتی بادی انجام می شود پدیده منطقه ای یا پروزون است.

در این گونه آزمایش های بایستی مقادیر متناسبی از آنتی ژن و آنتی بادی، وجود داشته باشد تا واکنش کاملی صورت گیرد و در صورت وجود مقادیر زیادی آنتی ژن و آنتی بادی، نتایج حاصله می تواند بصورت واکنش ضعیف یا منفی جلوه گر شده و پاسخ کاذب به بازآورد در انجام این آزمایش های هرگاه نمونه ی مورد آزمایش به اندازه ی کافی رقیق نشود مقادیر زیادی آنتی بادی وجود خواهد داشت و واکنش قابل رؤیت ایجاد نخواهد شد این حالت را پدیده ی پروزون می نامند.

در صورت زیاد بودن مقدار آنتی ژن مصرفی (در اثر اشتباه آزمایشگاهی) نیز این حالت ایجاد می گردد که با رقیق کردن آنتی ژن برطرف می شود و به آن واکنش پست زون (Post zone) می گویند.

قابل تأکید است که برای از بین بردن واکنش پروزون لازم است سرم بیماران تا عیار ۱/۱۲۸۰ رقیق شود.

آزمایش کومبس رایت:

در بروسلوز مزمن و طول کشیده ممکن است آنتی‌بادی تولید نشود و به‌جای زیر کلاس‌های G1, G2 که بیش از ۸۰٪ IgG موجود را تشکیل می‌دهند، بیشتر G3, G4, IgA تشکیل می‌شوند که از نظر کمی و کیفی ضعیف‌تر از G1, G2, IgM هستند.

این آنتی‌بادی‌ها در آزمایش رایت نتیجه‌ی منفی کاذب به وجود می‌آورند ولی در صورت افزودن آنتی هیومن گلوبولین و انجام آزمایش کومبس رایت نتیجه مثبت خواهد شد. در آزمایش کومبس رایت تیترا بالاتر از ۱/۴۰ ارزش تشخیص داشته و وجود علائم بالینی نتیجه را با ارزش می‌کند.
روش آزمایش:

۱- مطابق آزمایش رایت لوله‌ای رقت‌های موردنیاز را تهیه کرده و همان مراحل را انجام داده و لوله‌ها را به مدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۷ درجه قرار می‌دهیم.

۲- وجود آگلوتیناسیون را در لوله‌ها بررسی کرده و لوله خایی که دارای آگلوتیناسیون کامل یا جزئی باشند کنار می‌گذاریم.

۳- بقیه‌ی لوله‌ها را به مدت ۱۵ دقیقه با دور ۲۰۰۰ سانتریفیوژ می‌کنیم. مایع رویی را دور ریخته و رسوب را سه مرتبه با یک میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی مخلوط و مجدداً سانتریفیوژ می‌کنیم (مرحله‌ی شستشو)

۴- رسوب نهایی را با ۰/۹ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی و ۰/۱ میلی‌لیتر آنتی هیومن گلوبولین مخلوط کرده و به مدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۷ درجه قرار می‌دهیم.

۵- لوله‌ها را از نظر وجود آگلوتیناسیون بررسی می‌کنیم.

آزمایش کومبس رایت و آزمایش ایمونوکاپچر-آگلوتیناسیون در تشخیص مراحل اولیه تب مالت و همچنین در موارد عفونت مجدد و یا عود از حساسیت و ویژگی تشخیصی بیشتری برخوردارند.

در مراحل طول کشیده بیماری (مزمن) و افرادی که دچار عود بیماری می‌شوند و تشخیص سرم شناختی بیماری دشوار می‌شود از آزمایش کومبس رایت و آزمایش ایمونوکاپچر-آگلوتیناسیون استفاده می‌شود.

آزمایش ۲- مرکاپتواتانول (2-Mercaptoethanol (2ME) :

آزمایش‌های معمول آگلوتیناسیون برای تشخیص بروسلوز تنها وجود یا عدم وجود آگلوتینین های ضد آنتی‌ژن بروسلا را در سرم بیمار مشخص می‌کند اما نوع آگلوتینین های موجود یعنی IgG, IgM را افتراق نمی‌دهد. آزمایش 2ME برای تعیین ماهیت ایمنوگلوبولین موجود در سرم هست مرکاپتواتانول ماده‌ی احیاکننده‌ای است که سبب شکسته شدن باندهای دی سولفید IgM شده و باعث از بین رفتن آن و نهایتاً از بین رفتن آگلوتیناسیون می‌شود هرگاه سرم بیمار پس از مجاورت با 2ME آگلوتیناسیون نشان ندهد، دلیل بر وجود آگلوتینین IgM بوده ولی اگر قدرت آگلوتیناسیون سرم باقی بماند دلیل بر وجود آگلوتینین IgG بوده و تیتراژ به دست آمده همان تیتراژ IgG هست.

روش اول آزمایش:

آزمایش 2ME به همان روش آگلوتیناسیون رایت لوله‌ای انجام می‌شود با این تفاوت که رقت‌های سرم بجای سرم فیزیولوژی با بافر 2ME تهیه می‌گردد.

- ۱- به تعداد نمونه‌های مورد آزمایش لوله‌ی همولیز در نظر گرفته و در لوله اول ۰/۹ میلی‌لیتر بافر 2ME و ۰/۱۰ میلی‌لیتر سرم بیمار و در لوله‌های بعدی ۰/۵ میلی‌لیتر از محلول مرکاپتواتانول (بافر 2ME) اضافه می‌کنیم.
- ۲- لوله‌ها را کاملاً به هم زده و از لوله‌ی اول ۰/۵ میلی‌لیتر به لوله‌ی دوم و از لوله‌ی دوم به لوله‌ی سوم و الی آخر اضافه کرده و از لوله‌ی آخر ۰/۵ میلی‌لیتر به بیرون ریخته و بعد به تمام لوله‌های ۰/۵ میلی‌لیتر آنتی‌ژن 2ME اضافه می‌کنیم.
- ۳- لوله‌ها را به مدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۷ درجه قرار داد و سپس از نظر وجود آگلوتیناسیون بررسی می‌کنیم.

روش دوم آزمایش 2ME :

- ۱- به تعداد نمونه‌های مورد آزمایش لوله‌ی همولیز در نظر گرفته و در هر لوله ۰/۳ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی و ۰/۲ میلی‌لیتر سرم بیمار و ۰/۵ میلی‌لیتر محلول 2ME اضافه می‌کنیم.
- ۲- لوله‌ها را به مدت یک ساعت در اتو ۳۷ درجه قرار می‌دهیم تا محلول 2ME روی IgM اثر کند.
- ۳- لوله‌ها را از اتو خارج کرده و برای هر نمونه مانند روش رایت لوله‌ای به تعداد مورد نیاز لوله‌ی همولیز در نظر می‌گیریم و رقت‌های سریال تهیه می‌کنیم. به این ترتیب که به استثناء لوله‌ی اول در بقیه‌ی لوله‌ها ۰/۵ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی می‌ریزیم سپس از محتوی لوله‌ی اول ۰/۵ میلی‌لیتر به لوله‌ی دوم و از لوله‌ی دوم به لوله‌ی سوم تا لوله‌ی آخر ادامه می‌دهیم. از لوله‌ی آخر ۰/۵ میلی‌لیتر دور ریخته می‌شود.
- ۴- به هر لوله ۰/۵ میلی‌لیتر آنتی‌ژن 2ME می‌ریزیم.
- ۵- لوله‌ها را به مدت ۲۴ ساعت در اتو ۳۷ درجه قرار داد و سپس وجود آگلوتیناسیون را بررسی می‌کنیم.

رقت نهایی لوله‌ها از ۱/۲۰ شروع می‌شود.

تفسیر آزمایش 2ME :

در صورتیکه سرم بیمار حاوی آنتی‌بادی IgM باشد در اثر تأثیر بافر 2ME از بین می‌رود و نتیجه‌ی آگلوتیناسیون منفی هست. در مراحل حاد بیماری این حالت مشاهده می‌شود.

هرگاه بیمار در مراحل مزمن بوده و آنتی‌بادی IgG در سرم موجود باشد بعد از آزمایش 2ME ، وجود IgG باعث مشاهده‌ی آگلوتیناسیون خواهد شد.

تیتراژ ۱/۴۰ به بالا در آزمایش 2ME مثبت تلقی می‌شود. ضمن اینکه تیتراژ ۱/۲۰ می‌تواند نشانه‌ای از آلودگی باشد. **موارد کاربرد آزمایش 2ME :** به‌عنوان یک آزمایش تکمیلی برای تفکیک بروسلوز حاد از مزمن، و یا تماس قبلی با آنتی‌ژن بروسلا به کار می‌رود. چراکه در موارد درمان شده بیماری، مقدار آن در عرض ۶ ماه به حداقل می‌رسد و یا کاملاً محو می‌شود. عیار ۱/۱۶۰ یا بالاتر این آزمایش که به مدت بیش از یک سال پس از شروع بیماری ادامه یابد، حاکی از عدم بهبود بروسلوز ابورتوس هست و از طرفی عیار کمتر از ۱/۱۶۰ در آزمایش 2ME که به فاصله بیش از یک سال پس از شروع بیماری انجام شده باشد، تشخیص بروسلوز مزمن ناشی از بروسلا ابورتوس را تا حد زیادی منتفی می‌سازد.

در بروسلوز مزمن، در صورت عدم تغییر در عیار آزمایش رایت و ثابت ماندن عیار قبلی، بهترین چیزی که می‌تواند به نفع وجود عفونت فعلی باشد، اندازه‌گیری عیار آزمایش 2ME است. اگرچه عیار ۱/۱۶۰ یا بالاتر آزمایش رایت، حاکی از تماس قبلی با بروسلا ابورتوس یا آنتی‌ژن‌های مشابه آن (واکنش متقاطع) هست، وجود یک عیار ۱/۱۶۰ یا بالاتر در آزمایش 2ME حاکی از وجود عفونت فعلی با بروسلا ابورتوس است. سودمندترین آزمون بررسی پاسخ درمانی در بروسلوز، اندازه‌گیری عیار آزمایش 2ME است و لذا بدین منظور نیز به کار می‌رود.

زمان مثبت شدن آزمایش 2ME: در طول هفته‌های اول و دوم بیماری، IgM افزایش می‌یابد و ۲ تا ۳ هفته پس از شروع بیماری به مقدار IgG نیز افزوده می‌شود. با تشخیص به‌موقع و درمان مناسب و کافی بروسلوز، بعد از ۶ تا ۱۲ ماه میزان IgG بسیار کاهش یافته و محو می‌شود ولی اگر بیماری تشخیص داده نشده و درمان مناسب انجام نشود سیر بیماری ادامه یافته و تیتراژ IgG در سطح بالایی باقی می‌ماند، درحالی‌که بالا ماندن IgM در بیماران مبتلابه بروسلوز ممکن است امری عادی باشد. بطوریکه در عده زیادی از مبتلایان به بروسلوز حتی بعد از درمان کامل بیماری، عیار ایمونوگلوبولین IgM و در نتیجه عیار آزمایش رایت به مدت چندین سال مثبت باقی می‌ماند. همچنین عیار ۱/۱۶۰ در آزمایش رایت کارگران کشتارگاه که برخورد طولانی مدت با آنتی‌ژن بروسلا ابورتوس داشته‌اند امری شایع است و با اضافه کردن ۲مرکاپتواتانل و حذف IgM در آزمایش 2ME می‌توان به این امر پی برد.

عیار باارزش آزمایش 2ME :

عیار ۱/۱۶۰ و بیشتر در آزمایش 2ME بدون علائم بالینی نمایانگر «عفونت بدون علامت فعلی» و در صورت وجود علائم بالینی، نشان‌دهنده عفونت فعال فعلی هست ولی عیارهای ۱/۸۰ و ۱/۴۰ به‌ندرت ممکن است نشان‌دهنده عفونت‌های مهم اخیر باشد و بالاخره در بیمارانی که پس از گذشت ۳ هفته، هنوز 2ME کمتر یا مساوی ۱/۲۰ داشته باشند، احتمال دخالت بروسلا به‌عنوان عامل مولد بیماری تا حدود زیادی نفی می‌گردد. این تفاسیر ممکن است در مورد بیماران مبتلابه بروسلوز ناشی از گونه ابورتوس صدق کند ولی در مبتلایان به بروسلوز ناشی از گونه ملی تنسیس به دلیل کثرت آنتی‌ژن M و کم بودن آنتی‌ژن A برخلاف گونه ابورتوس و از طرفی استفاده از آنتی‌ژن ابورتوس در آزمایش‌های سرولوژیک، به نظر می‌رسد در صورت وجود علائم بالینی منطبق بر بروسلوز، عیارهای پایین‌تر در بروسلوز ملی تنسیس دارای ارزش تشخیصی باشند. زیرا هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت با آنتی‌ژن بروسلا ابورتوس، عیار واقعی آنتی‌کرهای ضد بروسلا ملی تنسیس را بتوان سنجید. از طرفی اگر بتوان در کشورهایی مانند ایران که اغلب موارد انسانی ناشی از گونه ملی تنسیس است، جهت سنجش عیارها از آنتی‌ژن ملی تنسیس استفاده کنیم، در این صورت تفسیرهای فوق و عیار ۱/۱۶۰ در کشور ما هم ممکن است صحیح باشد.

❖ در ایران حداقل تیتراژ برای راییت ۱/۸۰ و برای 2ME نیز ۱/۴۰ در نظر گرفته شده است. آزمایش کومبس راییت با تیتراژ ۱/۴۰ و تیتراژ فیکساسیون کمپلمان (CF) با تیتراژ ۱/۱۶ باارزش تلقی می‌شوند.

آزمایش Immunocapture یا روش میکرو آگلوتیناسیون

این آزمایش آگلوتیناسیون تقریباً شبیه آن چیزی است که در آزمایش کومبس انجام داده می‌شود. سوسپانسیون آنتی‌ژن، از باکتری «بروسلا ملی تنسیس» کشته شده با فرمالدئید تهیه شده است و به ظروف آزمایش اضافه می‌شود. ظرف حاوی آنتی‌ژن‌ها و آنتی‌بادی‌ها را به مدت ۲۴ ساعت در محفظه تاریک و مرطوب در ۳۷ درجه سانتی‌گراد نگه می‌دارند و سپس نتیجه آگلوتیناسیون خوانده می‌شود. در بعضی مطالعات انجام شده حساسیت تشخیصی کومبس و آزمایش ایمونو کاپچر تقریباً مشابه و حدود ۹۵ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است.

همان‌گونه که ذکر شد، این روش از حساسیت و اختصاصیت بالای ترخوردار است که توسط CDC نیز مورد تایید واقع شده است. از مهم‌ترین مزایای این تکنیک ارزشمند می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ❖ حساسیت و ویژگی بالا
- ❖ کیفیت بالای محلول‌ها و مواد مورد استفاده در قیاس با روش‌های معمول همچون راییت و رز بنگال
- ❖ تطابق نتایج با روش کومبس راییت
- ❖ قابلیت ردیابی آنتی‌بادی‌های ناقص و آگلوتینین‌های ضعیف

با توجه به آنچه گفته شد، استفاده از روش میکرو آگلوتیناسیون، نه تنها حساسیت تشخیصی را افزایش می دهد، بلکه نیاز به انجام آزمایش های تکمیلی همچون کومبس را برطرف می کند.

آزمایش ثبوت مکمل Complement Fixation test :

آزمایش ثبوت مکمل یکی از آزمایش های بارزشی است که اگر با آزمایش رایت لوله ای همراه شود نتیجه ی کاملاً روشنی به دست می آید.

آزمایش ثبوت مکمل اولین بار در سال ۱۸۹۴ توسط پفیفر (Pfeiffer) کشف شد. به این دلیل آن را پدیده ی پفیفر یا باکتریولیز نامیدند.

بعدها مچنیکف (Mechnikoff) نشان داد که این پدیده در لوله آزمایش قابل انجام است. مدتی بعد واسرمن و همکارانش این آزمایش را در تشخیص سیفلیس بکار بردند و از آن به بعد بنام آزمایش واسرمن معروف شد.

آزمایش ثبوت مکمل از دو مرحله تشکیل می شود:

در مرحله اول، در لوله ی آزمایش مقدار مشخصی آنتی ژن ریخته، سپس سرم بیمار را به آن اضافه می کنیم. بعد به مجموعه ی فوق مقدار معینی کمپلمان اضافه می کنیم. هرگاه سرم حاوی آنتی بادی اختصاصی باشد با آنتی ژن واکنش داده و کمپلکس ایمنی تشکیل می شود و کمپلمان جذب این کمپلکس می گردد. در مرحله ی دوم گلبول قرمز حساس شده (گلبول قرمز پوشیده از آنتی بادی) و همولیزین به لوله ی آزمایش اضافه می شود. اگر در محیط کمپلمان وجود نداشته باشد، همولیز مشاهده نخواهد شد اما در صورت عدم وجود آنتی بادی و نهایتاً آزاد ماندن کمپلمان، همولیز مشاهده خواهد شد. بنابراین در آزمایش CFT مشاهده ی همولیز دلیل به رد عدم وجود آنتی بادی و منفی بودن آزمایش و عدم مشاهده ی همولیز دلیل بر وجود آنتی بادی در سرم و مثبت بودن آزمایش است.

این آزمایش بسیار حساس بوده و به وسیله ی آن می توان غلظت های بسیار کم آنتی بادی را نیز اندازه گیری کرد. از این آزمایش می توان در تشخیص بیماری های عفونی نظیر فلج اطفال، آبله، آنفلوانزا، تب مالت، اورپون، سرخک؛ سیفلیس و سوزاک نیز استفاده کرد.

آزمایش ثبوت مکمل هر چند آزمایش تشخیصی مفیدی است اما از آنجاکه پیچیدگی های انجام این آزمایش و ملزومات استاندارد سازی آن، از الایزا و رایت بیشتر است، معمولاً استفاده روتین از آن برای تشخیص تب مالت توصیه نمی شود. بر اساس مطالعات موجود بعد از ۴ ماه از شروع بیماری تیترا فیکساسیون کمپلمان از تیترا رایت بالاتر است. همچنین در ۵ درصد افرادی که تیترا رایت مثبت دارند ممکن است تیترا CF منفی گزارش گردد که بیشتر در روزها و هفته های اول بیماری رخ می دهد. در برخی بیماران (کمتر از ۵% بیماران) ممکن است علی رغم تیترا منفی آزمایش رایت،

تیترا CF بالا باشد که بیشتر در بیمارانی رخ می‌دهد که در فاز مزمن بیماری هستند و یا در افرادی که از بیماری بهبود یافته‌اند.

در بیماری تب مالت، آزمایش ثبوت مکمل در مرحله‌ی بیماری مثبت است اما کمکی به تشخیص نمی‌کند زیرا در این زمان آنتی‌ژن رایت لوله‌ای نیز مثبت است. معمولاً شش ماه پس از بهبودی این آزمایش منفی می‌شود. در موارد مزمن بیماری یک آزمون کومبس رایت مثبت و ثبوت مکمل به مقدار ۱/۱۶ یا بیشتر شواهدی بر ادامه‌ی بیماری هست. در دامپزشکان و کسانیکه بادام‌ها سروکار دارند کومبس و ثبوت مکمل مثبت الزاماً نشانگر بیماری فعال نخواهد بود.

آزمایش‌های اختصاصی برای تشخیص بروسلاها:

۱- فعالیت اوره آز :

یک لوپ از سوسپانسیون کدر میکروبی یا از محیط کشت مایع حاوی باکتری را در محیط افتراقی اوره کشت داده ، سپس محیط را سریعاً در ۳۷ درجه حاوی ۱۰٪ گاز کربنیک گذاشته و تغییر رنگ سطح محیط را بررسی می‌کنیم. فعالیت اوره آزی با تغییر رنگ محیط از زرد به صورتی یا صورتی مایل به ارغوانی تایید می‌گردد.

۲- تولید هیدروژن سولفور (H₂S):

برای انجام آزمایش از نوارهای کاغذی مخصوص آزمایش که با محلول ۱۰٪ استات سرب آغشته می‌گردند استفاده می‌شود. این لوله‌ها سفیدرنگ می‌باشند و چنانچه در معرض گاز SH₂ قرار بگیرند رنگشان تیره می‌شود و میزان تغییر رنگ از + تا +++ گزارش می‌شود.

۳- رشد در حضور مواد رنگی:

این آزمایش برای بررسی رشد باکتری در خصوص مواد رنگی مثل فوشین بازی و تیونین انجام می‌گیرد. ۰/۱ گرم از هر کدام از رنگ خایی که می‌خواهیم رشد باکتری را در حضور آن بررسی کنیم در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل کرده و می‌جوشانیم سپس ۲ میلی‌لیتر از آن را به ۱۰۰ میلی‌لیتر محیط کشت مثل بروسلا آمار قبل از تقسیم محیط به پلیت‌ها اضافه می‌کنیم. باکتری موردنظر را در این محیط کشت می‌دهیم. رشد باکتری دلیل بر مقاومت باکتری به ماده‌ی رنگی است.

آزمایش الایزا : (Enzyme-linked immunosorbent Assay - ELISA)

روش الایزا یک روش آزمایشگاهی بیوشیمیایی ساده با حساسیت بسیار بالا است که امکان آنالیز تعداد زیادی نمونه را به صورت هم‌زمان فراهم می‌کند. این روش در ایمونولوژی برای تشخیص وجود یک آنتی‌بادی یا آنتی‌ژن در نمونه مورد آزمایش استفاده می‌شود که عموماً به عنوان ابزاری تشخیصی در پزشکی و پاتولوژی و همچنین آزمایش کنترل کیفیت در بسیاری از صنایع کاربرد دارد.

مراحل آزمایش الایزا:

۱ - مرحله کوتینگ: (Coating)

شامل Coating آنتی‌ژن یا آنتی‌بادی اختصاصی در کف چاهک‌ها است که توسط کارخانه سازنده کیت انجام می‌شود.

۲ - مرحله بلاکینگ: (Blocking)

در این مرحله فضاهای خالی بین آنتی‌ژن‌ها یا آنتی‌بادی‌های coat شده در کف چاهک، با یک پروتئین خنثی پر می‌شود. که توسط تولیدکننده کیت انجام می‌گیرد. آلبومین سری گاوی از رایج‌ترین بلاک کننده‌ها هست.

۳ - مرحله سمپلینگ: (Sampling)

این مرحله از آزمایش الایزا سرم بیمار و یا معرف‌های دیگر نظیر استانداردها و کنترل‌ها، درون چاهک‌ها ریخته می‌شود.

۴ - انکوباسیون: (Incubation)

انکوباسیون به معنای مدت‌زمان مشخص در درجه حرارت مشخص می‌باشد. معمولاً در دمای ۲۵ یا ۳۷ درجه صورت می‌گیرد. در این فرآیند آنتی‌ژن‌ها و آنتی‌بادی‌های موجود در چاهک‌ها باهم واکنش نشان دهند.

۵ - اضافه کردن معرف نشان‌دار: (Conjugate)

این مرحله معرف نشان‌دار شده با آنزیم که به کنژوگه معروف است به منظور نشان‌دار کردن واکنش‌های آنتی‌ژن و آنتی‌بادی افزوده می‌شود.

۶ - شستشو چاهک‌ها: (Washing)

در این مرحله با محلول شستشوی کیت، درون چاهک‌ها شستشو داده می‌شود. تا آنتی‌ژن‌ها و آنتی‌بادی‌های غیراختصاصی که در واکنش شرکت نکرده آمد و OD کاذب ایجاد می‌کنند، از محیط چاهک‌ها تخلیه شوند. این مرحله توسط دستگاه الایزا و اثر صورت می‌پذیرد.

۷ - اضافه کردن سوبسترا: (TMB-Substrate)

در این مرحله از آزمایش الایزا یک معرف دیگر به چاهک‌ها اضافه می‌شود که سوپسترا نام دارد. سوپسترا با کنژوگه واکنش نشان داده و سبب تشکیل رنگ درون چاهک‌ها می‌گردد .

۸- اضافه کردن محلول استاپ: (Stop)

در ادامه آزمایش الایزا یک معرف دیگر به نام Stop به چاهک‌ها اضافه می‌شود. این معرف سبب متوقف کردن واکنش آنزیمی و در نتیجه جلوگیری از افزایش رنگ درون چاهک‌ها می‌گردد.

۹- مرحله خوانش: (Read)

در این مرحله میزان جذب محتوای چاهک‌ها به کمک دستگاه الایزا ریدر در طول موج‌های مشخص اندازه‌گیری می‌شود.

حساسیت روش الایزا برای تشخیص تب مالت نسبت به روش‌های رایج لوله‌ای و فیکساسیون کمپلمان بیشتر است در این روش آنتی‌بادی‌های ضد بروسلائی قابل‌سنجش است علاوه بر آن می‌توان کلاس آنتی‌بادی IgM, IgG را هم مورد تشخیص قرارداد. در نتیجه برای افتراق مرحله‌ی حاد از مزمن تب مالت می‌توان از این روش استفاده کرد. برای ارزیابی IgG الایزا روش مناسبی بوده و الایزا غیرمستقیم با آنتی‌ژن S-LPS می‌تواند جای کومبس را در این مورد بگیرد. البته اشکال الایزا آنجاست که کیفیت reagent های تجاری متنوع است و مقایسه نتایج راکمی دشوار می‌کند و نیاز دارد تا مواد مرجع استاندارد تهیه شود تا بتوان تفسیر دقیق‌تری را انجام داد.

الایزا یک روش آزمایشگاهی خوب برای غربالگری جمعیت‌های بزرگ برای آنتی‌بادی‌های بروسلا و برای تمایز بین فازهای حاد و مزمن بیماری است. این آزمایش انتخابی برای موارد پیچیده، موضعی یا مزمن است به خصوص زمانی مورد ازلحاظ بالینی مشکوک است و سایر آزمایش‌ها منفی است.

الایزا در تشخیص بروسلوزیس حساسیت و ویژگی بیشتر از آزمایش SAT دارد و می‌تواند هم‌زمان IgA و

IgM و IgG را اندازه‌گیری نموده و وضعیت بالینی را بهتر روشن نماید. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که الایزا در تشخیص بروسلوزیس عصبی حساس‌ترین آزمایش است.

CDC پیشنهاد می‌کند که نتایج مثبت از نظر IgG و یا IgM در روش الایزا، با استفاده از روش استاندارد آگلوتیناسیون (SAT) تایید شوند. نتایج مثبت به روش الایزا که توسط SAT تایید نشده‌اند، ممکن است نشان‌دهنده نتایج مثبت کاذب باشند. اما اگر همچنان شک به بیماری بروسلوز بود، آزمایش باید ۷ تا ۱۴ روز بعد مجدد تکرار شود.

ابتلا به بروسلوز در آزمایشگاه

بروسلوز را به‌عنوان شایع‌ترین بیماری باکتریال اکتسابی در آزمایشگاه می‌شناسند. شاید یکی از دلایل این موضوع، آن باشد که نمونه معمولاً با تشخیص نامعلوم به آزمایشگاه ارسال می‌شود. از طرفی دوز عفونی کننده این باکتری پائین است و به‌راحتی بیماری ایجاد می‌کند، و این موضوع در کنار قابلیت ایجاد ریز ذرات (آئروسول)، ریسک ابتلا به این بیماری را در آزمایشگاه افزایش می‌دهد.

از راه‌های معمول که باعث انتقال این باکتری به کارمندان آزمایشگاه می‌شود، به استنشاق کشت‌های باکتریولوژیک، تماس مستقیم پوستی، تلقیح تصادفی به بدن، تماس دهان با پیپت (mouth pipetting) و پاشیده شدن مواد آلوده به چشم، دهان و بینی کارمند آزمایشگاه، می‌توان اشاره نمود. معمولاً کار با محیط کشت بروسلا بدون وسایل محافظتی، می‌تواند باعث بیمار شدن کارمند آزمایشگاه و افرادی که در فاصله یک و نیم متری از او هستند، گردد. اگر به طریقی ایجاد آئروسول گردد (سانتریفوژ کردن نمونه آلوده، هنگام آزمایش کاتالاز، ...)، تمام افراد حاضر در آزمایشگاه در معرض آلوده شدن قرار می‌گیرند و ممکن است به بروسلوزیس آلوده شوند. این افراد گروه پرخطر (High risk) را تشکیل می‌دهند. سایر افراد یکه در آزمایشگاه حضور دارند اما در گروه پرخطر قرار نمی‌گیرند را، کم‌خطر یا Low risk می‌گویند.

اقدامات پیشگیرانه بعد از برخورد تصادفی در آزمایشگاه:

مراقبت از زخم و تجویز توکسوئید کزاز در صورت نیاز و پروفیلاکسی بعد از برخورد (post-exposure prophylaxis) با باکتری بروسلا، تجویز ۶ هفته داکسی‌سیکلین به‌تنهایی است. در موارد آلوده شدن ملتحمه، ۶ هفته رژیم خوراکی ترکیبی داکسی‌سیکلین (۱۰۰ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت) به همراه ریفامپین (۶۰۰ میلی‌گرم یکبار در روز) لازم است.

بعد از یک تماس تصادفی آزمایشگاهی تمام افراد که در گروه پرخطر قرار می‌گیرند باید درمان پیشگیرانه PEP شش‌هفته‌ای قرار بگیرند. برای افراد low risk بهتر است قبل از تجویز داروی پیشگیری‌کننده، فواید و عوارض درمان توضیح داده شود و از رژیم درمانی ۳ تا ۶ هفته استفاده نمود. در مورد زنان باردار بهتر است با پزشک متخصص زنان در مورد لزوم شروع رژیم پیشگیرانه مشاوره انجام شود.

بعد از تماس آزمایشگاهی با بروسلا، توصیه می‌شود هرچه زودتر یک نمونه اولیه (نمونه پایه) سرم فرد آسیب‌دیده تهیه گردد. نمونه‌های متعدد سرم به‌طور سریالی باید در هفته‌های ۲، ۴، ۶ و ۲۴ بعد از برخورد تهیه و بررسی شوند

فصل سوم

ایمنی و اپیدمیولوژی

ایمنی:

بیشتر عفونت‌های بروسلائی در انسان توسط مکانیسم‌های ایمنی مهارشده و میزان عفونت‌های بدون علامت ۱۰ برابر بیشتر از عفونت‌های دارای علائم بالینی است.

تعدادی از دامپزشکان و قصابان بدون وجود علائم بالینی عیارهای بالای از آنتی‌بادی دارند. تقریباً ۹۵-۹۰ درصد از بیماران پس از یکبار ابتلا نسبت به عفونت بعدی مصونیت پیدا می‌کنند البته این مصونیت موقتی هست.

در بروسلوز هم ایمنی هورمون و هم ایمنی سلولی دخالت دارند بروسلاها انگل داخل سلولی هستند و عامل مهم مصونیت در بروسلوز، مقاومت سلول‌های بیگانه‌خوار هست زیرا ماکروفاژها در حیوان ایمن باعث از بین رفتن ارگانیسم‌های داخل سلولی شده و از انتشار عفونت در میزبان جلوگیری می‌کند.

نقش آنتی‌بادی‌ها در ایجاد مصونیت فقط در خصوص باکتری‌های خارج سلولی مؤثر است و این آنتی‌بادی‌ها برای بروسلاهای داخل سلولی اثری ندارند.

به دنبال تهاجم باکتری یک حساسیت تأخیری اختصاصی نسبت به آنتی‌ژن بروسلا حاصل می‌شود که این واکنش به‌طور مشخص به میزان تکثیر ارگانیسم‌های زنده بستگی دارد و برای ایجاد مصونیت ضروری است. زیرا اجزاء ارگانیسم کند شده بندرت باعث بروز این حساسیت می‌شود. پس از شروع عفونت به فاصله کوتاهی آنتی‌بادی‌های اختصاصی از نوع IgM و پس‌از آن از نوع IgG تشکیل می‌گردد. حضور آنتی‌بادی اختصاصی که به‌عنوان اپسونین عمل می‌کند باعث تسریع فاگوسیتوز میکروب‌ها توسط گلبول‌های سفید چند هسته‌ای و فاگوسیت‌ها می‌گردد.


در عفونت‌های مزمن یک عامل مهارکننده‌ی اختصاصی ظاهر می‌شود، که از فعالیت ضد میکروبی سیستم کمپلمان جلوگیری می‌کند.

روند تغییر آنتی‌بادی‌ها و تفسیر سرم شناختی آنها:

بعد از هفته اول بیماری، تیتراژ IgM بالا می‌رود و قابل اندازه‌گیری می‌گردد. تیتراژ IgG هم مدتی بعد و معمولاً بعد از هفته دوم افزایش می‌یابد. بعد از تقریباً یک ماه به بیشترین مقدار خود می‌رسند. میزان IgM در خون با سرعت بیشتری نسبت به IgG کاهش می‌یابد و در فاز تحت حاد استفاده از آن برای تشخیص ممکن است به‌اشتباه تشخیصی منجر شود درحالی‌که IgG هنوز تیتراژ بالایی دارد و می‌توان برای رسیدن به تشخیص از آن کمک گرفت.

در بیماری‌های عفونی معمولاً IgM نشانگر فاز حاد بیماری و IgG نشانگر مراحل مزمن (مراحل بعدی که علائم بیماری پایان یافته و زمان گذشته است)، هست. برخلاف اغلب بیماری‌های عفونی، در بیماری تب مالت این گونه نیست و IgG با علامت‌دار بودن و فعال بودن بیماری همراهی بیشتری دارد تا IgM، و برای همین از IgG برای تشخیص فاز فعال بیماری استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال در

کارگران کشتارگاه که دائماً با باکتری بروسلا تماس دارند دیگر انتظار نمی‌رود که IgM تیترا بالایی داشته باشد (چون از مراحل اول بیماری زمان زیادی گذشته است) و برای تشخیص تب مالت از IgG کمک می‌گیرند. کاهش زودهنگام تیترا IgM و از طرفی بالا ماندن آن در برخی بیماران حتی بعد از درمان، باعث شده است تا از آن به‌عنوان شاخص فعال بودن بیماری استفاده نکنند و در عوض IgG را که حساسیت بیشتری برای تشخیص فعال بودن بیماری دارد برای تشخیص بیماری فعال و پاسخ به درمان انتخاب نمایند.



شکل - ۸ روند تغییر آنتی‌بادی‌ها در بدن بیمار در طول بیمار

در اغلب مواردی که درمان مناسب انجام شده و بهبود کلینیکی حاصل گردد، بعد از ۱۲ ماه، تیترا IgG قابل توجه نخواهد بود. با بررسی IgM و IgG توسط الیزا مشخص شده است که پس از درمان مناسب، تیترا IgM و IgG به سرعت کاهش می‌یابد و معمولاً تیترا IgM سریع‌تر از IgG کاهش می‌یابد. ممکن است IgM و IgA تا مدت‌ها بعد از درمان موفق همچنان در سرم (با تیترا پایین) قابل اندازه‌گیری بمانند.

معمولاً اگر درمان انجام شود تیتراژ IgG شش ماه تا یک سال بعد کمتر از حد تشخیصی خواهد شد، و این غالباً نشانه درمان موفق است، در حالی که علی‌رغم درمان موفق ممکن است IgM بعد از یک سال نیز در برخی بیماران بالا بماند و از این جهت برای پیگیری وضعیت بهبود بیماران از IgG استفاده می‌شود که با آزمایش 2ME می‌توان آن را اندازه‌گیری نمود.

بدون درمان معمولاً همچنانکه بروسلوز به سمت مزمن شدن می‌رود IgM ناپدید می‌شود اما کماکان IgG بالا می‌ماند و به همین دلیل از IgG برای تشخیص بروسلوز مزمن استفاده می‌شود.

آزمایش الایزا برای اندازه‌گیری ایزوتوپ‌های آگلوتینین‌ها ترجیح داده می‌شود. الایزا علاوه بر آگلوتینین‌ها می‌تواند IgGهای غیر آگلوتینین را هم اندازه بگیرد و این یکی از تفاوت‌های آن با 2ME است. برای تطبیق تیتراژ آنتی‌بادی با سیر کلینیکی بروسلا باید به کلاس آنتی‌بادی که توسط یک آزمایش خاص اندازه‌گیری می‌گردد توجه نمود. آزمایش رایج مجموع آنتی‌بادی‌ها را اندازه می‌گیرد و آزمایش 2ME تیتراژ IgG را نشان می‌دهد.

از لحاظ تئوریک ایمونوگلوبولین اولیه اصلی در بروسلوزیس حاد IgM است. به تدریج و مخصوصاً در کسانی که درمان مناسب و به موقع انجام نگیرد ساختن IgM با گذشت زمان به سمت ساخت IgG تغییر پیدا می‌کند و از میزان IgM کاسته می‌شود.

در بیمارانی که شروع آرام و آهسته‌تری از بیماری را تجربه می‌کنند، همچنین در بیمارانی که در مراحل دیرتر از بیماری به پزشک مراجعه نموده‌اند و در بیمارانی که دچار عود بیماری شده‌اند ممکن است افزایش چشمگیر IgM اولیه را مشاهده نکنیم.

هر سه گروه ایمونوگلوبولین‌ها IgG، IgA، IgM باید بعد از درمان موفق کاهش یابند، در غیر این صورت باید برای بیمار ارزیابی‌های بیشتری در جهت تشخیص بروز عود و همچنین مزمن شدن تب مالت (ناشی از درگیری موضعی بافتها) انجام گیرد. در صورت بروز عود تیتراژ IgG و IgA افزایش می‌یابد.

در برخی بیماران (۲۵ تا ۵۰٪) ممکن است تا یک سال بعد از درمان مناسب و بهبودی بالینی هنوز هم تیتراژ IgM قابل اندازه‌گیری باشد. در اغلب این بیماران تیتراژ IgG نیز گاهی تا ۱۸ ماه بعد از درمان در حدی مثبت می‌ماند (البته این واقعه کمتر از IgM رخ می‌دهد و تیتراژ IgG بعد از یک سال از درمان قابل اعتمادتر است و برای تشخیص پاسخ به درمان استفاده می‌شود).

اگر بعد از بهبودی بالینی کامل، عود بیماری رخ دهد تیتراژ IgG افزایش مجدد نشان می‌دهد ولی تیتراژ IgM افزایش ندارد. برای تشخیص عود تب مالت و فعال بودن بیماری نیز از IgG استفاده می‌شود.

تیتراژ تشخیصی برای آزمایش آگلوتیناسیون استاندارد داخل لوله‌های SAT (یا همان آزمایش رایج) ۱/۱۶۰ است ولی در مناطق اندمیک تیتراژهای بالاتری را برای افزایش ویژگی آزمایش در نظر می‌گیرند.

تیترا ۱/۱۶۰ در اغلب منابع به‌عنوان تیترا مثبت مطرح است که در ایران به دلیل اینکه اغلب بیماران دچار عفونت بروسلا ملی تنسیس هستند (ولی از طرفی در آزمایش راییت از آنتی‌ژن بروسلا ابورتوس استفاده شده است) تیتراهای پایین‌تر (۱/۸۰) نیز مثبت تلقی می‌شوند.

آنچه بیش از تیترا منفرد اهمیت دارد افزایش تیترا بعد از دو هفته به میزان ۴ برابر است. تیترا منفرد مثبت می‌تواند در اثر تماس قبلی و یا جدید ایجاد شده باشد. همچنین در برخی باکتری‌ها گرم منفی نیز تیترا راییت به‌طور کاذب مثبت (هرچند با تیتراهای نسبتاً پایین) می‌شود که از جمله آنها می‌توان به سالمونلا، یرسینیا آنتروکولیتیکا، عامل تولارمی (فرانسیسلا تولارنسیس)، عامل وبا (ویبریوکلرا) و اشیریشیا کولی O157 اشاره نمود.

در ایران حداقل تیترا برای راییت ۱/۸۰ و برای 2ME نیز ۱/۴۰ در نظر گرفته شده است. آزمایش کومبس راییت با تیترا ۱/۴۰ و تیترا فیکساسیون کمپلمان (CF) با تیترا ۱/۱۶ بالارزش تلقی می‌شوند.

آزمایش کومبس راییت و آزمایش ایمونوکاپچر-آگلوتیناسیون در تشخیص مراحل اولیه تب مالت و همچنین در موارد عفونت مجدد و یا عود از حساسیت و ویژگی تشخیصی بیشتری برخوردارند. در مراحل طول کشیده بیماری (مزمین) و افرادی که دچار عود بیماری

می‌شوند و تشخیص سرم شناختی بیماری دشوار می‌شود از آزمایش کومبس راییت و آزمایش ایمونوکاپچر-آگلوتیناسیون استفاده می‌شود.

اپیدمیولوژی :

با آنکه بروسلا در برخی از کشورهای پیشرفته جهان تقریباً ریشه‌کن شده است اما این بیماری همچنان از تمام نقاط دنیا گزارش می‌شود (جدول ۴). حتی میزان بروز بیماری حیوانی و انسانی در بسیاری از نقاط دنیا افزایش یافته است. در حال حاضر بروسلا انسانی به تعداد قابل ملاحظه از روسیه، آفریقا، خاورمیانه، هند، اروپا و آمریکا گزارش می‌گردد و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) سالیانه حدود ۵۰۰,۰۰۰ مورد بروسلا ثبت شده، به این سازمان گزارش می‌شود البته موارد بروسلازی که در سطح جهان، بروز می‌نماید خیلی بیشتر از نیم میلیون موردی است که همه‌ساله به سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌گردد. به طوری که تخمین زده می‌شود تنها ۴ درصد موارد بروسلا، تشخیص داده شده و تحت درمان قرار می‌گیرند.

طبق گزارش مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی میزان بروز بروسلا در استان در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ تقریباً دو برابر شده است. گونه ملی تنسیس، شایع‌ترین گونه بروسلا در سراسر دنیا هست.

در کشورهای پیشرفته صنعتی نسبت ابتلاء مردان به زنان در حدود ۵ به ۱ تا ۶ به ۱ و میزان گرفتاری در کودکان، خیلی کمتر از بزرگسالان گزارش گردیده است ولی در کشورهای در حال پیشرفته، این نسبت‌ها به هیچ‌وجه صدق نمی‌کند و تنها به دلیل رابطه شغلی مردان (مثل سلاخی و قصابی) تا حدودی در این جنس بیشتر دیده

می‌شود. بر اساس بررسی‌های اخیر در نقاط مختلف ایران، گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله بیشتر از سایر گروه‌های سنی در معرض خطر مبتلابه بروسلوز قرار داشته و نسبت ابتلاء به بروسلوز در کودکان برخلاف گزارش‌های خارجی چندان کمتر از بزرگسالان نیست و اختلاف فاحشی در توزیع جنسی بیماری نیز به چشم نمی‌خورد.

گونه‌های بروسلا	میزان طبیعی	محل انتشار
بروسلا آبورتوس تیپ ۶-۱ و ۹	گاو	در تمام نقاط دنیا به استثناء نقاطی که بیماری را ریشه کن نموده‌اند نظیر ایرلند شمالی، بلژیک، دانمارک، نروژ، سوئد ... ضمناً در انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند، اقدامات وسیعی در این زمینه انجام شده است.
بروسلا ملی تنسیس	بز و گوسفند	ایران، ترکیه، هند، سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی، کشورهای حوزه مدیترانه، آمریکای مرکزی و جنوبی
بروسلا سوئیس تیپ ۳ و ۱	خوک	ایالات غربی آمریکا، آمریکای شمالی و مرکزی
تیپ ۲	خوک و خرگوش	دانمارک، بخش هائی از اروپای مرکزی
تیپ ۴	گوزن	روسیه، آمریکای شمالی
تیپ ۵	چوندگان	شوروی سابق
بروسلا کانیس	سگ	آمریکا، ژاپن، آلمان، چکسلواکی سابق
بروسلا اویس	گوسفند	استرالیا، جنوب آفریقا، بخش هائی از آمریکای جنوبی، قسمت هائی از اروپای مرکزی
بروسلا نئوتومه	موش جنگلی	ایالات متحده آمریکا

جدول شماره ۴- پراکندگی جغرافیایی بروسلوز، در بین حیوانات

توسعه اخیر صنایع دامپروری بدون استفاده از روش‌های استاندارد و علمی و تداوم روش‌های دامپروری سنتی، عادت‌های تغذیه سنتی به‌خصوص در مورد لبنیات از جمله عواملی هستند که در شیوع بیشتر بیماری نقش دارند. بروسلاها در شیر، ادرار، فضولات و بافت‌های حیوانات مبتلا وجود دارند. شایع‌ترین راه انتقال بیماری به انسان انتقال، از راه دستگاه گوارش از طریق مصرف شیر آلوده و یا فرآورده‌های خام و غیرپاستوریزه آن مثل پنیر تازه هست. بروسلوز بیشتر در کسانی که شیر و لبنیات غیرپاستوریزه مصرف می‌کنند و یا با حیوانات سروکار دارند مانند کشاورزان، دامداران، چوپانها، دباغها، دامپزشکان، قصابها، کارکنان آزمایشگاه‌ها و صنایع بسته بندی دامی و کارگران کشتارگاهها مشاهده می‌شود.

در ضمن در فصول بهار و تابستان که در واقع فصول باروری و زایمان دامها است در اثر تماس مردم با بافت‌های آلوده دامی مثل جفت‌های سقط شده حیوانی و تولید و مصرف بیشتر لبنیات تازه میزان بروز بیماری بیشتر است. در حال حاضر بروسلوز انسانی، در کشورهای صنعتی، بیشتر در کارگران کشتارگاهها و قصابها مشاهده می‌شود در کشور ایران بیشترین میزان بروز بیماری در کشاورزان، دامداران و افرادی که از فرآورده‌های دامی غیرپاستوریزه استفاده می‌کنند مشاهده می‌شود. عامل بیماری برای انسان در ایران معمولاً گونه ملی تنسیس است ولی با توجه

به اینکه بروسلا آبورتوس نیز به فراوانی از گاوها در نقاط مختلف کشور جدا شده است بعید نیست که مواردی از بروسلا ناشی از گونه آبورتوس نیز در بین ایرانیان بروز نماید که به علت اشکالات تکنیکی آزمایشگاهی تشخیص داده نشده و یا به علت خفیف بودن علائم بالینی چندان جلب توجه نمی‌کند.

گونه‌های مختلف بروسلا در بین حیوانات ایران:

بر اساس مطالعاتی که طی سالهای ۵۹-۱۳۵۰ در بخش بروسلاز انستیتورازی حصارک صورت گرفته نتایج زیر، حاصل شده است:

- ۱) بروسلا آبورتوس جدا شده از حیوانات ایران، از بیوتیپ های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۹ تشکیل شده به طوری که بیوتیپ ۳ حالت آندمیک داشته و بعد از آن بیوتیپ های ۵ و ۹ از وفور بیشتری دارند.
- ۲) بروسلا ملی تنسیس بیوتیپ ۱ و ۲ در موارد زیادی از گوسفندان و بزها و حتی از گاو و شتر نیز جدا شده است.
- ۳) بروسلا سوئیس قبلاً در خوک‌های ایران یافته می شد که عمدتاً از بیوتیپ ۱ و چند نمونه از بیوتیپ ۲ بوده ولی در حال حاضر، مواردی مشاهده نمی‌شود.
- ۴) بروسلا کانیس و اوویس تاکنون در ایران گزارش نشده است.

فصل چهارم:

پیشگیری و درمان : (فقط برای مطالعه)

پیشگیری:

۱) راه اساسی پیشگیری بروسلوز در انسان ریشه‌کن نمودن بیماری در دام‌ها است برای این کار بایستی حیوانات آلوده را با استفاده از آزمایش‌های سرمی و جلدی شناسایی و از حیوانات سالم جدا نمود.

واکسیناسیون حیوانات واجد شرایط: به‌طور کلی اگر شیوع عفونت در حیوانات یک منطقه حدود ۵٪ باشد تنها واکسیناسیون توصیه می‌شود در صورتیکه شیوع کمتر از ۱٪ باشد احتمالاً اجرای یک برنامه ریشه‌کنی کوتاه‌مدت روش مناسبی باشد معمول‌ترین واکسنی که برای ایمن‌سازی گاوها بکار می‌رود سوش زنده ضعیف شده بروسلا آبورتوس است یک تزریق واکسن حداقل برای ۷ سال حیوان را محافظت می‌کند. برای ایجاد ایمنی در بز و گوسفند از واکسن تهیه‌شده از بروسلا ملی تنسیس ضعیف شده (موتان Rev-1) استفاده می‌شود واکسن‌های Sev-1 و S19 در صورت تلقیح تصادفی، قادر به ایجاد عفونت در انسان هستند.

واکسن انسانی:

در سالهای اخیر فعالیت‌های جهت تهیه واکسن انسانی انجام‌یافته و در حال حاضر سوشهای خاصی از بروسلا زنده ضعیف شده به دلیل مطمئن بودن، ثبات و ایمنی‌زایی جهت واکسیناسیون در انسان بکار می‌روند. با توجه به ایمنی متقاطع بین گونه‌های مختلف بروسلا و به دلیل آنکه بیماری‌زایی بروسلا آبورتوس در انسان کمتر از گونه ملی تنسیس است. سوشهای ضعیف شده‌ای از وارپته‌های بروسلا آبورتوس (S19) و در برخی موارد سایر سوشهای آن انتخاب شده است.

در جمهوری‌های شوروی سابق، واکسیناسیون انسان با واکسن زنده بروسلا از سال ۱۹۵۲ در گروه‌های خاص از کارگران در معرض خطر (با آزمایش‌های سرولوژی و آزمون جلدی منفی) از طریق خراش پوستی یا تزریق زیر جلدی استفاده شده است. یک دوز واکسن (۱۰ سلول باکتری) ایمن‌زا بوده و فرد را برای یک سال محافظت می‌کند در مناطقی که افراد واکسینه شده بودند میزان بروز بروسلوز انسانی ۶۰٪ کاهش نشان داد. در مراحل بعدی می‌توان جهت تکرار واکسن از واکسن با دوز ضعیف (نصف دوز قبلی) استفاده شود لازم به یادآوری است که تلقیح مکرر واکسن زنده باعث بروز حساسیت می‌گردد. تاکنون حداقل دو نوع کمپلکس استخراجی از دیواره سلولی باکتری بروسلاها به‌عنوان آنتی‌ژن حفاظتی در انسان استفاده شده است که یکی آنتی‌ژن محافظت‌کننده بروسلوز (BPA) و دیگری کمپلکس غیرمحلول در فنل (PIF) هست.

واکسن BPA را با استفاده از اسید استیک یک‌دهم نرمال استخراج نموده و برای خالص نمودن بیشتر و حذف باقیمانده آندوتوکسین باکتری از اشعه گاما استفاده می‌شود. همچنین در این واکسن، پلی وینیل پیرولیدون به‌عنوان محرک ایمنی با اجونت بکار برده شده است.

- واکسن BIF، عصاره‌ای از بروسلا آبورتوس S19 فاقد لیپید است که توسط سومارکوف و همکارانش تهیه شده است که کمپلکس غیررسمی بوده و در آزمایش‌های تجربی برای خوکچه‌هندی و موش محافظت‌کننده بوده است.
- ۲) آموزش کلیاتی درباره بیماری و راه‌های پیشگیری از آن به افراد در معرض خطر و در مناطق آندمیک به عموم مردم
- ۳) پاستوریزه کردن شیر، فرآورده‌های لبنی و بستنی
- ۴) عدم استفاده از محصولات دامی خام، خودداری از دست زدن به لاشه حیوانات آلوده، استفاده از وسایل محافظتی نظیر دستکش و عینک در تماس‌های شغلی
- ۵) آموزش روحانیون و معلمین محلی و اخذ کمک از آنها به منظور ارتقاء آگاهی‌های افراد بومی نسبت به عوارض بیماری و راه‌های پیشگیری از آن
- ۶) بیمه کردن دام‌های روستائیان و دامداران و تحویل دام‌های سالم در مقابل اخذ دام‌های آلوده آنها یا پرداخت غرامت متناسب به آنان
- ۷) تشخیص و درمان به موقع بیماران به منظور جلوگیری از بروز عوارض جدی و مزمن شدن بیماری
- ۸) در صورت بروز عوارض خطیری مانند گرفتاری ستون مهره‌ها، استئومیلیت بایستی با دارودرمانی یا انجام جراحی مناسب، از پیشرفت بیماری و بروز عوارض زمین‌گیر کننده جلوگیری نمود.
- ۹) در موارد بروز طغیان یا همه‌گیری باید کانون آلودگی را شناسایی و آن را از بین برد.

درمان:

اهداف اصلی درمان ضد میکروبی در بروسلوز شامل درمان عفونت فعلی و بهبود علائم آن و نیز جلوگیری از عود بیماری است. بیماری موضعی ممکن است به مداخلات جراحی (مثل تعویض دریچه قلبی، درناژ آبسه و جایگزینی مفصل است) و درمان آنتی بیوتیکی طولانی مدت تر نیاز داشته باشد. بعلاوه، سل باید همیشه رد شود یا رژیم درمانی به نحوی انتخاب شود که از درمان تک دارویی با عوامل فعال علیه سل (مانند ریفامپین) جلوگیری شود یا یک رژیم ضد سلی کامل تجویز شود.

بیماران مبتلا به بروسلوز، تا زمانی که تبارند باید در بستر استراحت کنند و در صورت وخامت بیماری لازم است در بیمارستان بستری گردند ولی در غیر این صورت می توان آنها را به طور سرپایی تحت درمان قرارداد. در صورت وجود سوء تغذیه بایستی کربوهیدرات و ویتامین های بیشتری در رژیم غذایی آنها گنجانده شود ولی به طوری کلی، رژیم غذایی در این بیماران، آزاد هست.

در صورت وجود دهیدراتاسیون باید از مایعات و الکترولیت های وریدی مناسبی استفاده نمود و ضمناً باید به بیماران و خانواده آنها اطمینان داد که بروسلوز بیماری قابل درمانی است و بهبودی بالینی و باکتریولوژیک، حاصل خواهد شد.

به منظور تسکین سردرد، کمردرد و دردهای عمومی ناشی از بروسلوز، مصرف داروهای مسکن بلامانع است و تجویز ملین در موارد وجود یبوست شدید و داروهای آرام بخش در موارد بی خوابی و بی قراری و امثال آن منع نشده است (برخلاف تیفوئید).

بروسلاها پاتوژن های داخل سلولی هستند و داروهایی که در خارج بدن به خوبی بر آنها مؤثر واقع می شود ممکن است در بدن به نحو مطلوبی با آنها تماس پیدا نکند و بنابراین جهت ریشه کن نمودن این ارگاناسم ها باید به درمان درازمدت، اقدام نمود.

بیمارانی که به وسیله یک دارو به تنهایی نظیر تتراسایکلین، استرپتومايسين، ریفامپيسين یا کوتریموکسازول درمان شده اند در ۴۰-۱۰٪ موارد دچار عود بروسلوز، گردیده اند و لذا نظر بسیاری از محققین بر این است که بروسلوز را باید با ترکیبی از چند آنتی بیوتیک، درمان نمود. در برخی مطالعه های ذکر شده است که افرادی که به عفونت بدون گرفتاری CNS یا آندوکاردیت مبتلا شده اند درمان حاوی استرپتومايسين عود کمتری نشان داده است.

قبلاً سازمان جهانی بهداشت، تتراسایکلین ۲ گرم در روز بمدت ۶ هفته + استرپتومايسين ۱ گرم در روز به مدت ۳ هفته را توصیه می نمود و هنوز بعضی از منابع، آن را رژیم انتخابی، معرفی نموده تأثیر داکسی سیکلین به مقدار ۱۰۰ میلی گرم در ۱۲ ساعت را همانند تتراسایکلین، دانسته اند. این داروها در سطح وسیعی مورد استفاده قرار گرفته و میزان عود ناشی از آنها در سطح پائینی قرار دارد ولی تزریق عضلانی استرپتومايسين، استفاده از این رژیم درمانی را در بعضی از موارد مشکل می نماید و لذا در حال حاضر Doxycycline به مقدار ۲۰۰ میلی گرم در روز + ریفامپيسين

۶۰۰ میلی گرم در روز به مدت شش هفته به وسیله WHO به عنوان رژیم دارویی انتخابی، معرفی شده است و برخی از محققین متعقدند که درمان فوق در صورت وجود عوارض چرکی، به مدت بیش از شش هفته تجویز گردد. رژیم هائی که به منظور درمان بروسلوز حاد بدون عارضه مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است در مبتلایان به گرفتاری CNS به خاطر پائین بودن سطح تتراسیکلین و استرپتومایسین، در مایع نخاع، منجر به عود بیماری گردند و لذا ترکیبی از ریفامپیسین به اضافه سفالوسپورین های نسل سوم را می توان در این بیماران تجویز نمود. زیرا این داروها در مایع نخاع از سطح خوبی برخوردار می باشند. همچنین برخی از محققین، ترکیب تتراسیکلین یا داکسی سیکلین به اضافه ریفامپیسین را مناسب دانسته اند ولی تجارب بسیار اندکی در رابط با مصرف این داروها وجود دارد و اینکه آیا مصرف آنها در مبتلایان به بروسلوز عصبی، موارد عود کمتری به دنبال خواهد داشت یا نه نیازمند بررسی بیشتری هست.

آندوکاردیت بروسلائی را می توان با سه داروی باکتریسید نظیر استرپتومایسین، کوتریموکسازول و ریفامپیسین بنحوی که در مورد مننژیت بروسلائی ذکر شد درمان نمود.

البته مبتلایان به آندوکاردیت بروسلائی تقریباً همیشه نیاز به درمان آنتی بیوتیکی همراه با تعویض دریچه دارند و در مورد تأثیر درمان آنتی بیوتیکی به تنهایی و دوره درمانی، نظر واحدی وجود ندارد ولی درمان با ترکیب تتراسایکلین، استرپتومایسین و کوتریموکسازول، به مدت شش هفته یا ریفامپیسین و کوتریموکسازول به مدت ۶-۹ ماه، با موفقیت، مورد استفاده قرار گرفته است.

درمان بروسلوز در زنان حامله:

با توجه به اینکه طی بیماری بروسلوز، ممکن است سقط با زایمان زودرس ناشی از شدت بیماری یا هر علت دیگری عارض شود در زنان حامله حتی هنگامی که بیماری با علائم مختصری تظاهر نموده است باید به سرعت و به نحو مؤثری آن را تحت کنترل درآورد. البته گرچه اثرات سوء تتراسایکلین در حاملگی به اثبات رسیده است و مصرف استرپتومایسین نیز ممنوع هست ولی شواهدی دال بر اثرات سوء کوتریموکسازول و ریفامپیسین، در جنین انسان، موجود نیست بنابراین می توان این داروها را در دوره حاملگی، تجویز نمود. قابل ذکر است که با توجه به اثرات ثابت شده سولفامیدها طی چند روز آخر بارداری که بر خطر بروز Kernicterus می افزاید صلاح است در ۲-۳ هفته آخر حاملگی از مصرف این دارو نیز خودداری شود و تا آخر حاملگی از ترکیب ریفامپیسین و جنتامایسین با مقادیر ذکر شده قبلی استفاده گردد و سپس رژیم مناسبی نظیر کوتریموکسازول و ریفامپیسین جایگزین آن شود.

درمان بروسلوز در اطفال:

در درمان بروسلوز اطفال، تتراسیکلین به مقدار ۲۰-۴۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز و داکسی‌سایکلین به مقدار ۲-۴ میلی‌گرم و به مدت شش هفته مؤثر واقع می‌شود ولی در کودکان کمتر از ۹ ساله به دلیل رنگی شدن غیرقابل برگشت دندان‌های شیری نباید از این داروها استفاده شود. ضمناً طی مطالعه‌ای مشخص شده است که ترکیب تتراسیکلین و استرپتومایسین، در بروسلاها خاصیت باکتری‌سید داشته در حالیکه هر یک از آنها به تنهایی دارای خاصیت باکتریواستاتیک بوده است و جنتامایسین یا توبرامایسین، مؤثرتر از استرپتومایسین، ذکر شده است.

کوتریموکسازول را می‌توان در کودکان به مقدار ۸-۱۰ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برحسب تریمتوپریم تجویز نمود و به مدت شش هفته ادامه داد و از ریفامپیسین و سایر آنتی‌بیوتیک‌های مؤثر بر بروسلاها نیز با موفقیت استفاده شده و توصیه گردیده است در صورتی که با تجویز استرپتومایسین به‌اضافه تتراسیکلین یا کوتریموکسازول، پاسخ ضعیفی دریافت شود استفاده کرد و همچنین در مننژیت و آندوکاردیت، بروسلایی، ریفامپیسین نیز به داروهای مزبور، افزوده گردد.

به‌منظور جلوگیری از عود بروسلوز ناشی از گونه ملی تنسیس، پیشنهاد می‌شود از ترکیب ریفامپیسین و کوتریموکسازول و در سنین بالاتر از ۹ سالگی از همان رژیم‌های درمانی بزرگسالان با دوز اطفال، استفاده نمائیم.

آنتی‌بیوتیک خایی که مصرف آنها در درمان بروسلوز، توصیه نشده است:

بررسی‌های آزمایشگاهی، حاکی از آن است که بروسلاها معمولاً نسبت به مواد دیگری نظیر **Imipenem** و **Ciprofloxacin** نیز حساس‌اند ولی مصرف داروهایی نظیر پنی‌سیلین، سفالوسپورین‌ها، کلرامفنیکل، تووپیوسین، سیکلوسپورین، اریترومایسین، پلی‌میگزین‌ها و سولفانامیدها توصیه نشده است. درمان با ترانسفوزیون خون، سرم ایمنی دهنده (**Serum immune**) واکسن‌های بروسلا و فاژهای بروسلا و لوامیزول و سایر موادی که ادعا شده است باعث افزایش پاسخ ایمنی، می‌گردد قابل توصیه نیست و از آنجاکه تجویز سیپروفلوکساسین، به نحو شایعی منجر به عود، شده است مصرف این دارو نیز توصیه نمی‌شود.

منابع:

- ۱- پاکزاد پ ، اصول و تفسیر آزمایش‌های سرولوژی بالینی، نور دانش ، تهران ، ۱۳۸۶
- ۲- شیرزادی م . ر، رضایی ف و همکاران : درمان و تشخیص بروسلوزیس (تب مالت)، نگاه آرمانی ، تهران ۱۳۹۲ ،
- ۳- زینلی محمد، شیرزادی م . ر و همکاران: راهنمای کشوری مبارزه با بروسلوز ، راز نهان ، ۱۳۹۱ ، تهران
- ۴- ادیبی مطلق ب ، توسلی ف و همکاران : ایمنی زیستی در آزمایشگاه ، سازمان انتقال خون ایران ، تهران ۱۳۸۶ ،
- ۵- بنکدار اصفهانی ش، گویا م.م : آموزش پیشگیری، کنترل و درمان بیماری تب مالت (بروسلوز)، مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت ، تهران ، ۱۳۹۴
- ۶- شفیعی مجددی م ، سرولوژی و ایمنولوژی عملی ، ارسطو ، تهران ، ۱۳۹۴